

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Lopatky, lžičky, kopistě a špachtle > Lžičky > Lžička s otevřeným ústím, nerezová

Lžička s otevřeným ústím, nerezová

- provedení: oválný tvar s otevřeným ústím
- celková délka: 200 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr nebo navažování vzorků



Obj. číslo	Délka [mm]	Miska [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 370	200	21 x 30	1-2 týdny	130 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.