

Lžička se špachtlí, nerezová

- provedení: miska na jedné straně a plochý list špachtle (lopatky) na straně druhé
- celková délka: 120, 150, 180, 210, 250 a 300 mm
- materiál: nerezová ocel (AISI 304)
- vhodná pro odběr vzorků nebo pro zpracování malého množství pevných, pastovitých nebo kapalných látek



Obj. číslo	Délka [mm]	Miska [mm]	Lopatka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 003 420	120	31 x 21	30 x 20	Skladem, do 1 týdne	69 Kč
397 210 003 421	150	36 x 26	32 x 22	1-2 týdny	76 Kč
397 210 003 422	180	40 x 28	36 x 26	Skladem, do 1 týdne	84 Kč
397 210 003 423	210	40 x 28	36 x 26	Skladem, do 1 týdne	100 Kč
397 210 003 424	250	50 x 35	45 x 32	4-6 týdnů	162 Kč
397 210 003 425	300	50 x 35	45 x 32	4-6 týdnů	222 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.