

Lžička SteriPlast na práškové materiály, sterilní

Lžičky SteriPlast jsou vhodné pro odběr vzorků, přenos nebo zpracování malého množství pevných, pastovitých nebo kapalných látek. V nabídce jsou dva typy: oboustranná lžička nebo lžička se špachtlí.



- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- dva typy: oboustranná lžička s rozdílnou velikostí misek nebo lžička se špachtlí (17 mm)
- materiál: PS, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- ergonomická středová rukojeť
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lžičky se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 781 032	Lžička oboustranná	0,25/1,0	180	100	4-6 týdnů	1 480 Kč
399 153 781 031	Lžička se špachtlí	0,5	178	100	2-3 týdny	1 480 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

- ▶ Lžička SteriPlast na práškové materiály, oboustranná
- ▶ Lžička SteriPlast na práškové materiály, se špachtlí