

Lžička SteriPlast, sterilní

Lžičky SteriPlast jsou vhodné pro odběr sypkých i kapalných vzorků. Jsou dostupné ve dvou velikostech a dvou materiálových provedeních.

- sterilní (sterilizace γ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: PS nebo Bio-PE, barva: bílá
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vhodné pro použití s potravinami (splňují požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** lžičky se objednávají v balení po 100 ks (jednotlivě balené)




i Lžičky SteriPlast v modré barvě vhodné pro potravinářský i farmaceutický průmysl a zároveň splňující požadavky HACCP, IFS a FDA Vám rádi nabídneme na základě poptávky. Lžičky jsou dostupné ve dvou velikostech (objem 2,5 a 10 ml).

Obj. číslo	Materiál	Objem [ml]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Lžička SteriPlast, materiál: bílý PS						
399 153 781 011	PS	2,5	127	100	2-3 týdny	1 130 Kč
399 153 781 012	PS	10	170	100	1-2 týdny	1 201 Kč
Lžička SteriPlast, materiál: bílý Bio-PE						
399 153 791 011	Bio-PE	2,5	127	100	2-3 týdny	1 386 Kč
399 153 791 012	Bio-PE	10	170	100	2-3 týdny	1 475 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 Lžička SteriPlast