

POLYKARBONÁT

VERKON > Filtrace > Membránové filtry > Polykarbonát

Membránový filtr Nuclepore z polykarbonátu, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: polykarbonát (vyrobena z polykarbonátových leptaných fóliových pásů)
- hydrofilní
- vynikající chemická a tepelná odolnost
- vysoká hustota pórů (zachycení velmi malých částic)
- hladký povrch pro vysokou viditelnost částic
- použití: analýzy ovzduší, parazitologie, mikrobiologické analýzy, mikroskopie, buněčné separace atd.



Obj. číslo	Průměr [mm]	Velikost pórů [µm]	Dostupnost	Cena / bal.
624 900 111 106	47	0,2	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 107	47	0,4	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 109	47	0,8	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 110	47	1	Na dotaz	4 334 Kč
624 900 111 111	47	2	Na dotaz	4 334 Kč
624 900 111 113	47	5	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 115	47	10	Na dotaz	4 334 Kč
624 900 111 206	50	0,2	Na dotaz	4 973 Kč
624 900 111 207	50	0,4	Na dotaz	4 050 Kč
624 900 111 213	50	5	Na dotaz	4 050 Kč
624 900 111 216	50	12	Na dotaz	4 889 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Membránový filtr Cyclopore z polykarbonátu, Whatman

A 121 °C Výrobci a značky: Whatman

- materiál: polykarbonát
- biologicky inertní
- nejsou hygroskopické
- vysoká hustota pórů (zachycení velmi malých částic)
- nízká vaznost proteinů
- teplotní odolnost: max. 140 °C
- autoklávovatelné (30 min při 121 °C)
- použití: široká škála aplikací, gravimetrická analýza, denzitometrie, emisní



Obj. číslo	Průměr [mm]	Velikost pórů [μm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 970 602 502	25	0,2	100	Na dotaz	2 389 Kč
624 970 602 504	25	0,4	100	Na dotaz	2 342 Kč
624 970 602 513	25	5	100	Na dotaz	2 632 Kč
624 970 602 514	25	8,0	100	Na dotaz	2 139 Kč
624 970 604 702	47	0,2	100	Na dotaz	4 650 Kč
624 970 604 704	47	0,4	100	Na dotaz	4 525 Kč
624 970 604 710	47	1	100	Skladem	3 685 Kč
624 970 604 712	47	3	100	Na dotaz	3 685 Kč
624 970 604 713	47	5	100	Na dotaz	3 685 Kč
624 970 604 715	47	10	100	Na dotaz	3 685 Kč
624 970 604 716	47	12	100	Na dotaz	4 525 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 624 970 604 710	Membránový filtr Cyclopore z polykarbonátu, Whatman, Průměr [mm]: 47, Velikost pórů [μm]: 1, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	3 685 Kč 2 690 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.