

## Membránový filtr Nuclepore z polykarbonátu, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- materiál: polykarbonát (vyrobena z polykarbonátových leptaných fóliových pásů)
- hydrofilní
- vynikající chemická a tepelná odolnost
- vysoká hustota pórů (zachycení velmi malých částic)
- hladký povrch pro vysokou viditelnost částic
- použití: analýzy ovzduší, parazitologie, mikrobiologické analýzy, mikroskopie, buněčné separace atd.



Obj. číslo	Průměr [mm]	Velikost pórů [µm]	Dostupnost	Cena / bal.
624 900 111 106	47	0,2	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 107	47	0,4	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 109	47	0,8	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 110	47	1	Na dotaz	4 334 Kč
624 900 111 111	47	2	Na dotaz	4 334 Kč
624 900 111 113	47	5	Na dotaz	4 417 Kč
624 900 111 115	47	10	Na dotaz	4 334 Kč
624 900 111 206	50	0,2	Na dotaz	4 973 Kč
624 900 111 207	50	0,4	Na dotaz	4 050 Kč
624 900 111 213	50	5	Na dotaz	4 050 Kč
624 900 111 216	50	12	Na dotaz	4 889 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*