

Membránový filtr z nitrátu celulózy, Whatman

A 121 °C

Výrobci a značky: Whatman

Hydrofilní membránové filtry s dobrou odolností a pružností. Jsou vhodné pro čisticí a sterilizační filtraci vodných roztoků (pH 4 - 8).

- materiál: nitrát celulózy
- nesterilní
- filtrace velmi jemných částic (0,1 - 12 µm)
- autoklávatelné při 121 °C (bez ztráty integrity)
- použití: široká škála aplikací, počítání kolonií, stopové analýzy ve farmacii, imunologii a biomedicíně atd.



Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Velikost pórů [µm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 907 181 002	WCN-bílá	25	0,1	100	Na dotaz	4 350 Kč
624 907 182 002	WCN-bílá	25	0,2	100	Na dotaz	3 800 Kč
624 907 184 002	WCN-bílá	25	0,45	100	Na dotaz	3 291 Kč
624 907 188 002	WCN-bílá	25	0,8	100	Na dotaz	5 450 Kč
624 907 190 002	WCN-bílá	25	1	100	Na dotaz	4 025 Kč
624 907 193 002	WCN-bílá	25	3	100	Na dotaz	4 175 Kč
624 907 195 002	WCN-bílá	25	5	100	Na dotaz	3 750 Kč
624 907 181 004	WCN-bílá	47	0,1	100	Na dotaz	6 325 Kč
624 907 182 004	WCN-bílá	47	0,2	100	Na dotaz	5 475 Kč
624 907 184 004	WCN-bílá	47	0,45	100	Na dotaz	5 025 Kč
624 907 186 004	WCN-bílá	47	0,65	100	Na dotaz	5 750 Kč
624 907 188 004	WCN-bílá	47	0,8	100	Na dotaz	5 450 Kč
624 907 190 004	WCN-bílá	47	1	100	Na dotaz	5 700 Kč
624 907 193 004	WCN-bílá	47	3	100	Na dotaz	5 825 Kč
624 907 195 004	WCN-bílá	47	5	100	Na dotaz	5 300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.