

Míchačka magnetická IKA lab disc white, bez ohřevu

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Více než 30 typů magnetických míchaček se slevou. Neváhejte a vybavte svoji laboratoř kvalitními přístroji!

Platí do 19. 12. 2025

Malá magnetická míchačka lab disc white je určena pro míchání kapalin do objemu 0,8 l (H₂O). Pracuje na principu točivého magnetického pole, vyniká kompaktním designem bez jakýchkoli pohyblivých částí. Plášť přístroje i pracovní plocha jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika magnetické míchačky lab discs white:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení rychlosti pomocí membránových tlačítek (bez možnosti kontroly na displeji)
- **funkce změny směru otáčení** (směr míchání se mění každých 30 s)
- kompaktní design (výška pouhých 12 mm)
- vhodná pro [magnetická míchadla](#) délky max. 25 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje	
Ovládání	membránová tlačítka
Kapacita	max. 0,8 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	15 – 1500 ot/min
Výkon motoru	3 W
Rozměry pracovní plochy	Ø 100 mm
Provedení pracovní plochy	chemicky odolný materiál, protiskluzový povrch
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Vnější rozměry (v x š x h)	12 x 116 x 175 mm
Hmotnost	0,6 kg
Napájení	síťový adaptér, 230 V
Krytí	IP65

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 483 907 500	Magnetická míchačka lab disc white	3-4 týdny	9 433 Kč 7 546 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-lab-disc-white-EN.pdf