

## Míchačka magnetická IKA lab disc white, bez ohřevu

Výrobci a značky: IKA

Malá magnetická míchačka lab disc white je určena pro míchání kapalin do objemu 0,8 l (H<sub>2</sub>O). Pracuje na principu točivého magnetického pole, vyniká kompaktním designem bez jakýchkoli pohyblivých částí. Plášť přístroje i pracovní plocha jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



### Základní charakteristika magnetické míchačky lab discs white:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení rychlosti pomocí membránových tlačítek (bez možnosti kontroly na displeji)
- **funkce změny směru otáčení** (směr míchání se mění každých 30 s)
- kompaktní design (výška pouhých 12 mm)
- vhodná pro **magnetická míchadla** délky max. 25 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení


**i** **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny **hřídelové míchačky**.

| Technické údaje            |  |
|----------------------------|--|
| Ovládání                   | membránová tlačítka                                    |
| Kapacita                   | max. 0,8 l (H <sub>2</sub> O)                          |
| Rozsah otáček              | 15 - 1500 ot/min                                       |
| Výkon motoru               | 3 W  |
| Rozměry pracovní plochy    | Ø 100 mm   |
| Provedení pracovní plochy  | chemicky odolný materiál, protiskluzový povrch         |
| Provozní podmínky          | teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 12 x 116 x 175 mm                                      |
| Hmotnost                   | 0,6 kg   |
| Napájení                   | síťový adaptér, 230 V                                  |
| Krytí                      | IP65   |

| Obj. číslo      | Popis                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 413 483 907 500 | Magnetická míchačka lab disc white | 3-4 týdny  | 9 433 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-lab-disc-white-EN.pdf