

Míchačka magnetická Ohaus Guardian 2000, s ohřevem

Výrobci a značky: Ohaus

Série Guardian 2000 nabízí 3 modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 15 l (H₂O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí analogových knoflíků bez možnosti kontroly na displeji. Jednotlivé modely se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy. Své uplatnění najdou ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika magnetických míchaček Guardian 2000:

- 3 modely, které se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (bez možnosti kontroly na displeji)
- LED kontrolky pro indikaci míchání i ohřevu
- indikátor zbytkového tepla
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení), pracovní plocha s výbornou chemickou odolností, robustní pouzdro s dlouhou životností
- integrovaný závit pro stojanovou tyč (tyč není součástí dodávky přístroje)
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky 25 - 100 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřidelové míchačky](#).

Technické údaje magnetických míchaček Guardian 2000			
Typ	e-G21HS04C	e-G21HS07C	e-G21HSRDS
Ovládání	2x otočný knoflík		
Kapacita	max. 15 l (H ₂ O)		
Rozsah otáček	200 - 1600 ot/min		
Teplotní rozsah	70 - 500 °C	70 - 500 °C	50 - 380 °C
Rozměry pracovní plochy	102 x 102 mm	178 x 178 mm	Ø 135 mm
Materiál pracovní plochy	keramika		nerez ocel s keramickým potahem
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)		
Vnější rozměry (v x š x h)	110 x 163 x 264 mm	112 x 223 x 318 mm	101 x 163 x 264 mm
Hmotnost	2,5 kg	3,9 kg	2,5 kg
Příkon	0,535 kW	1,035 kW	0,535 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz		

Krytí	IP21
-------	------

Magnetické míchačky Ohaus Guardian 2000 s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Pracovní plocha [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
413 523 680 271	e-G21HS04C	15 (H ₂ O)	102 x 102	70 - 500	10-12 týdnů	9 720 Kč
413 523 680 270	e-G21HS07C	15 (H ₂ O)	178 x 178	70 - 500	10-12 týdnů	10 488 Kč
413 523 680 269	e-G21HSRDS	15 (H ₂ O)	Ø 135	50 - 380	10-12 týdnů	9 456 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojanová tyč a držák s řetízkem


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 692 826 1	Stojanová tyč, svorka a držák teplotního čidla	3-4 týdny	1 524 Kč
413 523 500 597 1	Držák s řetízkem	3-4 týdny	6 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Ohaus-Hotplate-Stirrers-Guardian-2000-EN.pdf](#)

Video k produktu

 [Magnetické míchačky s ohřevem Ohaus Guardian 2000](#)