

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Míchačky magnetické > Míchačky magnetické bez ohřevu Witeg > Míchačka magnetická Witeg MS-20A, bez ohřevu, s keramickou deskou

Míchačka magnetická Witeg MS-20A, bez ohřevu, s keramickou deskou

Výrobci a značky: Witeg

Magnetická míchačka s vynikající magnetickou přilnavostí a chemicky odolnou deskou s keramickým povlakem. Své uplatnění najde v mikrobiologických, farmaceutických či biochemických laboratořích - je ideální pro procesy citlivé na teplo.



Základní charakteristika magnetické míchačky MS-20A:

- jednoduché analogové ovládání
- vysoká linearita nastavené rychlosti míchání
- robustní konstrukce pro dlouhou životnost
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks 30mm magnetického míchadla

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).


Technické údaje		
Typ		MS-20A
Kapacita		20 l (H ₂ O)
Rozsah otáček		1500 ot/min
Regulátor		PWM / analogový
Rozměr desky		180 x 180 mm
Materiál	Tělo přístroje:	hliník (s práškovou barvou)
	Pracovní deska:	hliník potažený keramikou (chemicky odolná)
Provozní teplota		5 - 50 °C
Relativní vlhkost		85 %
Rozměry (v x š x h)		99 x 206 x 307 mm
Hmotnost		3,1 kg
Napájení		230 V

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 500 413 122	MS-20A	Míchačka magnetická, bez ohřevu	3-4 týdny	7 959 Kč
Příslušenství:				

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 036 1	RD200	Stojanová tyč z nerezové oceli, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	856 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-MS20A-EN.pdf