

# Míchačka magnetická Witeg MS-20D, bez ohřevu, s keramickou deskou

Výrobci a značky: Witeg

Magnetická míchačka s vynikající magnetickou přilnavostí a chemicky odolnou deskou s keramickým povlakem. Své uplatnění najde v mikrobiologických či biochemických laboratořích - je ideální pro procesy citlivé na teplo.

## Základní charakteristika magnetické míchačky MS-20D:

- digitální ovládání (digitální regulace se zpětnou vazbou)
- podsvícený LCD displej
- časovač (až do 99 h 59 min)
- alarm pro oznámení chybového hlášení nebo konce nastavené doby
- robustní konstrukce pro dlouhou životnost
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks 30mm magnetického míchadla



**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje		
<b>Typ</b>	<b>MS-20D</b>	
Kapacita	20 l (H <sub>2</sub> O)	
Rozsah otáček	80 - 1 500 ot/min	
Regulátor	digital fuzzy regulátor s Jog-Shuttle (zamykací mód)	
Rozměr desky	180 x 180 mm	
Materiál	tělo přístroje	hliník (s práškovou barvou)
	pracovní deska	hliník potažený keramikou (chemicky odolná)
Provozní teplota	+5 až +50 °C	
Relativní vlhkost	85 %	
Rozměry (v x š x h)	99 x 206 x 307 mm	
Hmotnost	3,1 kg	
Napájení	230 V	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 500 413 022	MS-20D	Míchačka magnetická, bez ohřevu	3-4 týdny	8 741 Kč
<b>Příslušenství:</b>				
413 507 503 036 2	RD200	Stojanová tyč z nerezové oceli, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	823 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-MS20D-EN.pdf](#)