

# Míchačka magnetická Witeg MS-MP, bez ohřevu, vícemístná

Výrobci a značky: Witeg

Magnetická míchačka s nerezovým povrchem pro současné míchání 4, respektive 8 pozic. Vhodná pro použití v inkubátorech nebo klimatických komorách. Své uplatnění najde i v mikrobiologii a biochemii.



## Základní charakteristika magnetické míchačky MS-MP:

- digitální mikroprocesorová regulace otáček
- podsvícený LCD displej
- paměť posledních nastavených parametrů
- možnost zablokování aktuálního nastavení proti nechtěným změnám
- alarm pro oznámení chybového hlášení nebo konce nastavené doby
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks magnetického míchadla


**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje		
Typ	MS-MP 4	MS-MP 8
Kapacita	4 x 0,5 l (H <sub>2</sub> O)	8 x 0,5 l (H <sub>2</sub> O)
Rozsah otáček	80 - 1 200 ot/min	
Regulátor	digitální regulátor s Jog-Shuttle (zamykací mód)	
Rozměry desky	210 x 300 mm	210 x 500 mm
Materiál:	tělo přístroje	ocel s práškovým lakováním
	pracovní deska	nerezová ocel
Časovač	0 - 99 hod 59 min, trvalý chod	
Provozní teplota	+5 °C nad teplotu okolí do +50 °C	
Rozměry (v x š x h)	65 x 210 x 300 mm	65 x 210 x 500 mm
Hmotnost	2,5 kg	3,5 kg
Napájení	230 V	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 500 413 036	MS-MP4	Míchačka magnetická, bez ohřevu, čtyřmístná	3-4 týdny	9 429 Kč
413 500 413 038	MS-MP8	Míchačka magnetická, bez ohřevu, osmimístná	10-12 týdnů	12 068 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-WiseStir-MS-MP-EN.pdf](#)