

MÍCHAČKY MAGNETICKÉ BEZ OHŘEVU WITEG

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Míchačky magnetické > Míchačky magnetické bez ohřevu Witeg

Míchačka magnetická Witeg MS-D, bez ohřevu

Výrobci a značky: Witeg

Série magnetických míchaček MS-D nabízí dva malé modely s kapacitou 2 nebo 5 l (H₂O). Pracovní plocha z tvrzeného skla je zárukou dobré chemické odolnosti.

Základní charakteristika magnetických míchaček série MS-D:

- dva modely s kapacitou 2 nebo 5 l (H₂O)
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (kontrola údajů na dobře čitelném LED displeji)
- výkonný motor (přesné řízení otáček)
- odolnost proti prachu a stříkající vodě
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky max. 50 mm
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks 30mm magnetického míchadla



i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje			
Typ		MS-12D mini	MS-18D midi
Kapacita		max. 2 l (H ₂ O)	max. 5 l (H ₂ O)
Rozsah otáček		100 – 2500 ot/min	
Regulátor		digitální Jog-Dial	
Rozměry pracovní plochy		120 x 120 mm	180 x 180 mm
Materiál:	tělo přístroje	PP	
	pracovní plocha	tvrzené sklo (tloušťka 5 mm)	
Rozměry (v x š x h)		50,5 x 136 x 136 mm	80,5 x 193 x 193 mm
Hmotnost		0,5 kg	1,6 kg
Napájení		230 V	

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
413 500 014 012	MS-12D mini	2 (H ₂ O)	3-4 týdny	5 903 Kč
413 500 014 018	MS-18D midi	5 (H ₂ O)	3-4 týdny	6 481 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Míchačka magnetická Witeg MS-20A, bez ohřevu, s keramickou deskou

Výrobci a značky: Witeg

Magnetická míchačka s vynikající magnetickou přilnavostí a chemicky odolnou deskou s keramickým povlakem. Své uplatnění najde v mikrobiologických, farmaceutických či biochemických laboratořích - je ideální pro procesy citlivé na teplo.



Základní charakteristika magnetické míchačky MS-20A:

- jednoduché analogové ovládání
- vysoká linearita nastavené rychlosti míchání
- robustní konstrukce pro dlouhou životnost
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks 30mm magnetického míchadla

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje		
Typ		MS-20A
Kapacita		20 l (H ₂ O)
Rozsah otáček		1500 ot/min
Regulátor		PWM / analogový
Rozměr desky		180 x 180 mm
Materiál	Tělo přístroje:	hliník (s práškovou barvou)
	Pracovní deska:	hliník potažený keramikou (chemicky odolná)
Provozní teplota		5 – 50 °C
Relativní vlhkost		85 %
Rozměry (v x š x h)		99 x 206 x 307 mm
Hmotnost		3,1 kg
Napájení		230 V

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 500 413 122	MS-20A	Míchačka magnetická, bez ohřevu	3-4 týdny	7 509 Kč
Příslušenství:				
413 507 503 036 1	RD200	Stojanová tyč z nerezové oceli, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	847 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Míchačka magnetická Witeg MS-20D, bez ohřevu, s keramickou deskou

Výrobci a značky: Witeg

Magnetická míchačka s vynikající magnetickou přilnavostí a chemicky odolnou deskou s keramickým povlakem. Své uplatnění najde v mikrobiologických či biochemických laboratořích - je ideální pro procesy citlivé na teplo.

Základní charakteristika magnetické míchačky MS-20D:

- digitální ovládání (digitální regulace se zpětnou vazbou)
- podsvícený LCD displej
- časovač (až do 99 h 59 min)
- alarm pro oznámení chybového hlášení nebo konce nastavené doby
- robustní konstrukce pro dlouhou životnost
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks 30mm magnetického míchadla



i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje		
Typ	MS-20D	
Kapacita	20 l (H ₂ O)	
Rozsah otáček	80 – 1 500 ot/min	
Regulátor	digital fuzzy regulátor s Jog-Shuttle (zamykací mód)	
Rozměr desky	180 x 180 mm	
Materiál	tělo přístroje	hliník (s práškovou barvou)
	pracovní deska	hliník potažený keramikou (chemicky odolná)
Provozní teplota	+5 až +50 °C	
Relativní vlhkost	85 %	
Rozměry (v x š x h)	99 x 206 x 307 mm	
Hmotnost	3,1 kg	
Napájení	230 V	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 500 413 022	MS-20D	Míchačka magnetická, bez ohřevu	3-4 týdny	8 747 Kč
Příslušenství:				
413 507 503 036 2	RD200	Stojanová tyč z nerezové oceli, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	847 Kč

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-MS20D-EN.pdf

Míchačka magnetická Witeg MS-MP, bez ohřevu, vícemístná

Výrobci a značky: Witeg

Magnetická míchačka s nerezovým povrchem pro současné míchání 4, respektive 8 pozic. Vhodná pro použití v inkubátorech nebo klimatických komorách. Své uplatnění najde i v mikrobiologii a biochemii.



Základní charakteristika magnetické míchačky MS-MP:

- digitální mikroprocesorová regulace otáček
- podsvícený LCD displej
- paměť posledních nastavených parametrů
- možnost zablokování aktuálního nastavení proti nechtěným změnám
- alarm pro oznámení chybového hlášení nebo konce nastavené doby
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks magnetického míchadla

 **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje		
Typ	MS-MP 4	MS-MP 8
Kapacita	4 x 0,5 l (H ₂ O)	8 x 0,5 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	80 – 1 200 ot/min	
Regulátor	digitální regulátor s Jog-Shuttle (zamykací mód)	
Rozměry desky	210 x 300 mm	210 x 500 mm
Materiál:	tělo přístroje	ocel s práškovým lakováním
	pracovní deska	nerezová ocel
Časovač	0 – 99 hod 59 min, trvalý chod	
Provozní teplota	+5 °C nad teplotu okolí do +50 °C	
Rozměry (v x š x h)	65 x 210 x 300 mm	65 x 210 x 500 mm
Hmotnost	2,5 kg	3,5 kg
Napájení	230 V	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 500 413 036	MS-MP4	Míchačka magnetická, bez ohřevu, čtyřmístná	3-4 týdny	9 338 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 500 413 038	MS-MP8	Míchačka magnetická, bez ohřevu, osmimístná	3-4 týdny	11 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-WiseStir-MS-MP-EN.pdf