

VERKON > Sklo a porcelán > Byrety > Mikrobyrety > Mikrobyreta dle Banga, s přímým a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem

Mikrobyreta dle Banga, s přímým a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem

A 121 °C

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 1, 2, 3 a 5 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti AS
- přímý a přepouštěcí kohout se skleněným kladívkem
- ISO 385 (pouze objem 2 a 5 ml)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
632 436 061 314	AS	1	0,01	Na dotaz	1 730 Kč
632 436 061 316	AS	2	0,01	Na dotaz	1 410 Kč
632 436 061 517	AS	3	0,02	Na dotaz	1 420 Kč
632 436 061 518	AS	5	0,02	Na dotaz	1 420 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.