

Mikrohomogenizátor se skleněným pístem

A 121 °C

- objem zkumavky: 25, 100 a 1000 µl
- materiál: borosilikátové sklo
- kuličkový zabroušený píst
- vhodný pro roztírání a homogenizování malých objemů tkání (např. v histologii)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je zkumavka i píst



Obj. číslo	Objem [µl]	Vnitřní průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 666 029 651	10 – 25	4	30	Na dotaz	5 026 Kč
634 666 029 751	25 – 100	6	40	Na dotaz	5 026 Kč
634 666 029 851	100 – 1000	8	50	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.