

MIKROPIPETY BRAND

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety Brand

Pipeta fixní jednokanálová Transferpette S, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Jednokanálové pipety Transferpette S s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Díky snadnému ovládání pomocí jedné ruky jsou vhodné i pro sériové pipetování bez námahy. Jsou autoklárovatelné, odolné vůči UV záření a díky ergonomickému tvaru padnou do každé ruky.



- fixní objem
- snadná obsluha pravou nebo levou rukou
- snadná kalibrace bez použití nářadí
- barevné kódování
- plně autoklárovatelná při 121 °C
- QR kód se sériovým číslem
- odolná proti UV záření a korozi pístu, dlouhá životnost
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojan, držáky, [pipetovací špičky](#) v různém balení (sáčky, zásobníky a boxy)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je držák na polici a silikonové mazivo

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 704 708	10	±0,1	Šedivý	3-4 týdny	4 295 Kč
396 870 704 716	20	±0,16	Žlutý	3-4 týdny	4 295 Kč
396 870 704 720	25	±0,2	Žlutý	3-4 týdny	4 295 Kč
396 870 704 728	50	±0,4	Žlutý	3-4 týdny	4 295 Kč
396 870 704 738	100	±0,6	Žlutý	3-4 týdny	4 295 Kč
396 870 704 744	200	±1,2	Žlutý	3-4 týdny	4 295 Kč
396 870 704 754	500	±3	Modrý	3-4 týdny	4 295 Kč
396 870 704 762	1000	±6	Modrý	3-4 týdny	4 295 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan a držáky na pipety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 807 1	Stojan pro 6 pipet Transferpette S (jedno- i vícekanálových)	3-4 týdny	1 584 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 811 1	Držák na polici pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	285 Kč
160 980 704 812 1	Držák na zeď pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	457 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf
-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf

Pipeta s nastavitelným objemem Transferpette S, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Jedno- i vícekanálové pipety Transferpette S s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou autoklávovatelné, odolné vůči UV záření a díky ergonomickému tvaru padnou do každé ruky.



- 3 varianty: jednokanálová, 8kanálová a 12kanálová
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- snadná obsluha pravou nebo levou rukou
- 360° rotace hlavičky pro nastavení úhlu pipetování (8kanálové a 12kanálové provedení)
- snadná kalibrace bez použití nářadí
- barevné kódování
- plně autoklávovatelná při 121 °C
- QR kód se sériovým číslem
- odolná proti UV záření a korozi pístu, dlouhá životnost
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- přehled vhodných špiček naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojan, držáky, [pipetovací špičky](#) v různém balení (sáčky, zásobníky a boxy)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jednokanálových pipet je držák na polici a silikonové mazivo; součástí dodávky vícekanálových pipet je držák na polici, 2x TipBox se špičkami BRAND, reagenční zásobník, silikonové mazivo, montážní klíč a 1 sada těsnících kroužků



Výrobce nabízí i **4 typy cenově zvýhodněných balíčků**, které obsahují 3 ks jednokanálových pipet různých objemů, držáčky na pipety a TipBoxy se špičkami.

Jednokanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----------	------------	---------------	-------------	------------	-----------

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 704 768	Jednokanálová	0,1 – 1	±0,02	Šedivý	3-4 týdny	6 763 Kč
396 870 704 769	Jednokanálová	0,1 – 2,5	±0,035	Šedivý	3-4 týdny	6 763 Kč
396 870 704 770	Jednokanálová	0,5 – 10	±0,1	Šedivý	2-3 týdny	6 763 Kč
396 870 704 772	Jednokanálová	2 – 20	±0,16	Žlutý	3-4 týdny	6 763 Kč
396 870 704 773	Jednokanálová	5 – 50	±0,4	Žlutý	2-3 týdny	6 763 Kč
396 870 704 774	Jednokanálová	10 – 100	±0,6	Žlutý	1-2 týdny	6 763 Kč
396 870 704 778	Jednokanálová	20 – 200	±1,2	Žlutý	2-3 týdny	6 763 Kč
396 870 704 780	Jednokanálová	100 – 1000	±6	Modrý	2-3 týdny	6 763 Kč
396 870 704 782	Jednokanálová	500 – 5000	±30	Červený	2-3 týdny	6 763 Kč
396 870 704 784	Jednokanálová	1000 – 10000	±60	Světlemodrý	2-3 týdny	6 763 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

8kanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 703 700	8	0,5 – 10	±0,16	Šedivý	3-4 týdny	17 790 Kč
396 870 703 706	8	5 – 50	±0,4	Žlutý	3-4 týdny	17 790 Kč
396 870 703 708	8	10 – 100	±0,8	Žlutý	2-3 týdny	17 790 Kč
396 870 703 710	8	20 – 200	±1,6	Žlutý	3-4 týdny	17 790 Kč
396 870 703 712	8	30 – 300	±1,8	Zelený	3-4 týdny	17 790 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

12kanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 703 720	12	0,5 – 10	±0,16	Šedivý	3-4 týdny	20 385 Kč
396 870 703 726	12	5 – 50	±0,4	Žlutý	2-3 týdny	20 385 Kč
396 870 703 728	12	10 – 100	±0,8	Žlutý	3-4 týdny	20 385 Kč
396 870 703 730	12	20 – 200	±1,6	Žlutý	3-4 týdny	20 385 Kč
396 870 703 732	12	30 – 300	±1,8	Zelený	3-4 týdny	20 385 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné balíčky jednokanálových pipet

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
396 870 704 790	Startovací balíček MICRO	1x jednokanálová pipeta o objemu 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl a 10-100 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 265 Kč
396 870 704 791	Startovací balíček MIDI	1x jednokanálová pipeta o objemu 2-20 µl, 20-200 µl a 100-1000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 265 Kč
396 870 704 792	Startovací balíček MACRO	1x jednokanálová pipeta o objemu 100-1000 µl, 500-5000 µl a 1000-10000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 265 Kč
396 870 704 793	Startovací balíček STANDARD	1x jednokanálová pipeta o objemu 0,5-10 µl, 10-100 µl a 100-1000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 265 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan a držáky na pipety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 807	Stojan pro 6 pipet Transferpette S (jedno- i vícekanálových)	3-4 týdny	1 584 Kč
160 980 704 811	Držák na polici pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	285 Kč
160 980 704 812	Držák na zeď pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	457 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf
-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf

Pipeta s nastavitelným objemem Transferpettor Digital, Brand

Výrobci a značky: Brand

Pipety Transferpettor jsou díky své konstrukci předurčeny pro práci s obtížnými médii. Na rozdíl od klasických pipet přichází jejich píst přímo do styku s médiem. Díky tomu je ze špičky vždy vytlačen veškerý objem kapaliny a není tedy nutné špičky po každém použití vyhazovat.

- nastavitelný objem pomocí otáčení pipetovacího tlačítka
- snadno čitelný displej s ukazatelem objemu
- přímý kontakt pístu a pipetovaného média
- vhodná pro obtížná média s vysokou hustotou⁽ⁱ⁾, viskozitou⁽ⁱ⁾, vysokým tlakem výparů⁽ⁱ⁾, povrchovým napětím nebo pěněním⁽ⁱ⁾
- barevné kódování
- pracovní teplotní rozsah 15 až 40 °C



- kompatibilní s médii, která neničí sklo, nerez (Transferpettor do 10 µl) nebo PTFE (Transferpettor od 20 µl), PP a PE (Transferpettor od 500 µl)
- **nelze autoklávat**
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojany na umístění 2 nebo 4 pipet, [náhradní špičky CAPS](#) a [náhradní písty SEALS](#)

Obj. číslo	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Dělení [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 807	2,5 - 10	±0,3	0,01	Oranžový	3-4 týdny	9 433 Kč
396 870 701 812	5 - 25	±0,6	0,1	2x bílý	3-4 týdny	9 433 Kč
396 870 701 817	10 - 50	±0,9	0,1	Zelený	3-4 týdny	9 433 Kč
396 870 701 822	20 - 100	±1,5	0,1	Modrý	3-4 týdny	9 433 Kč
396 870 702 804	100 - 500	±2,5	1,0	Zelený	3-4 týdny	9 433 Kč
396 870 702 806	200 - 1000	±5	1,0	Žlutý	2-3 týdny	9 433 Kč
396 870 702 810	1000 - 5000	±25	10,0	Červený	3-4 týdny	9 433 Kč
396 870 702 812	2000 - 10000	±50	10,0	Oranžový	2-3 týdny	9 433 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 960 1	Stojan pro 4 pipety Transferpettor do objemu 200 µl	3-4 týdny	5 463 Kč
396 870 702 890	Stojan pro 2 pipety Transferpettor objemů od 0,5 do 10 ml	3-4 týdny	3 594 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpettor-EN.pdf

Pipeta fixní jednokanálová Transferpettor Fix, Brand

Výrobci a značky: Brand

Pipety Transferpettor jsou díky své konstrukci předurčeny pro práci s obtížnými médii. Na rozdíl od klasických pipet přichází jejich píst přímo do styku s médiem. Díky tomu je ze špičky vždy vytlačen veškerý objem kapaliny a není tedy nutné špičky po každém použití vyhazovat.

- fixní objem
- snadná obsluha
- přímý kontakt pístu a pipetovaného média
- vhodná pro obtížná média s vysokou hustotou⁽ⁱ⁾, viskozitou⁽ⁱ⁾, vysokým tlakem výparů⁽ⁱ⁾, povrchovým napětím nebo pěněním⁽ⁱ⁾



- barevné kódování
- pracovní teplotní rozsah 15 až 40 °C
- kompatibilní s médii, která neničí sklo, nerez (Transferpettor do 10 µl) nebo PTFE (Transferpettor od 20 µl)
- **nelze autoklárovat**
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojan na umístění 4 pipet, [náhradní špičky CAPS](#) a [náhradní písky SEALS](#)

Obj. číslo	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 842	1	±0,12	Bílý	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 844	2	±0,15	Bílý	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 853	5	±0,15	Bílý	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 858	10	±0,3	Oranžový	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 863	20	±0,48	Černý	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 864	25	±0,6	2x bílý	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 868	50	±0,9	Zelený	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 873	100	±1,5	Modrý	3-4 týdny	5 428 Kč
396 870 701 878	200	±3	Červený	3-4 týdny	5 428 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 960	Stojan pro 4 pipety Transferpettor do objemu 200 µl	3-4 týdny	5 463 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpettor-EN.pdf](#)

Špička náhradní CAPS, Brand

Výrobci a značky: Brand

Náhradní špičky pro pipety Brand Transferpettor.

- materiál: sklo nebo PP
- dodávány včetně certifikátu od výrobce



Obj. číslo	Pro objemy [μl]	Barevný kód	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 701 900	1 / 2 / 5	Bílý	Sklo	100	2-3 týdny	866 Kč
396 870 701 902	10	Oranžový	Sklo	100	3-4 týdny	866 Kč
396 870 701 904	20	Černý	Sklo	100	3-4 týdny	866 Kč
396 870 701 906	25	2x bílý	Sklo	100	3-4 týdny	866 Kč
396 870 701 908	50	Zelený	Sklo	100	3-4 týdny	866 Kč
396 870 701 910	100 / 200	Modrý - červený	Sklo	50	3-4 týdny	433 Kč
396 870 702 852	100 - 500	Zelený	PP	10	3-4 týdny	709 Kč
396 870 702 854	200 - 1000	Žlutý	PP	10	2-3 týdny	709 Kč
396 870 702 858	1000 - 5000	Červený	PP	10	2-3 týdny	709 Kč
396 870 702 860	2000 - 10000	Oranžový	PP	10	2-3 týdny	709 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Píst náhradní SEALS, Brand

Výrobci a značky: Brand

Náhradní písty pro pipety Brand Transferpettor.

- materiál: PTFE nebo PE
- dodávány včetně certifikátu od výrobce



Obj. číslo	Pro objemy [μl]	Materiál	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 701 920	20, 25	PTFE	3	3-4 týdny	438 Kč
396 870 701 922	50	PTFE	3	3-4 týdny	438 Kč
396 870 701 924	100, 200	PTFE	3	3-4 týdny	438 Kč
396 870 702 864	100 - 500	PE	10	3-4 týdny	549 Kč
396 870 702 866	200 - 1000	PE	10	3-4 týdny	549 Kč
396 870 702 870	1000 - 5000	PE	10	3-4 týdny	549 Kč
396 870 702 872	2000 - 10000	PE	10	3-4 týdny	549 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.