

## MIKROPIPETY BRAND

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety Brand

### Pipeta fixní jednokanálová Transferpette S, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Jednokanálové pipety Transferpette S s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Díky snadnému ovládní pomocí jedné ruky jsou vhodné i pro sériové pipetování bez námahy. Jsou autoklárovatelné, odolné vůči UV záření a díky ergonomickému tvaru padnou do každé ruky.



- fixní objem
- snadná obsluha pravou nebo levou rukou
- snadná kalibrace bez použití nářadí
- barevné kódování
- plně autoklárovatelná při 121 °C
- QR kód se sériovým číslem
- odolná proti UV záření a korozi pístu, dlouhá životnost
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojan, držáky, [pipetovací špičky](#) v různém balení (sáčky, zásobníky a boxy)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je držák na polici a silikonové mazivo

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 704 708	10	±0,1	Šedivý	3-4 týdny	4 339 Kč
396 870 704 716	20	±0,16	Žlutý	3-4 týdny	4 339 Kč
396 870 704 720	25	±0,2	Žlutý	3-4 týdny	4 339 Kč
396 870 704 728	50	±0,4	Žlutý	3-4 týdny	4 339 Kč
396 870 704 738	100	±0,6	Žlutý	3-4 týdny	4 339 Kč
396 870 704 744	200	±1,2	Žlutý	1-2 týdny	4 339 Kč
396 870 704 754	500	±3	Modrý	3-4 týdny	4 339 Kč
396 870 704 762	1000	±6	Modrý	3-4 týdny	4 339 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*



#### Volitelné příslušenství: Stojan a držáky na pipety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 807 1	Stojan pro 6 pipet Transferpette S (jedno- i vícekanálových)	3-4 týdny	1 601 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 811 1	Držák na polici pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	289 Kč
160 980 704 812 1	Držák na zeď pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	462 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf
-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf

## Pipeta s nastavitelným objemem Transferpette S, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Jedno- i vícekanálové pipety Transferpette S s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou autoklárovatelné, odolné vůči UV záření a díky ergonomickému tvaru padnou do každé ruky.

- 3 varianty: jednokanálová, 8kanálová a 12kanálová
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- snadná obsluha pravou nebo levou rukou
- 360° rotace hlavice pro nastavení úhlu pipetování (8kanálové a 12kanálové provedení)
- snadná kalibrace bez použití nářadí
- barevné kódování
- plně autoklárovatelná při 121 °C
- QR kód se sériovým číslem
- odolná proti UV záření a korozi pístu, dlouhá životnost
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- přehled vhodných špiček naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství: stojan, držáky, [pipetovací špičky](#) v různém balení (sáčky, zásobníky a boxy)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jednokanálových pipet je držák na polici a silikonové mazivo; součástí dodávky vícekanálových pipet je držák na polici, 2x TipBox se špičkami BRAND, reagenční zásobník, silikonové mazivo, montážní klíč a 1 sada těsnících kroužků



Výrobce nabízí i **4 typy cenově zvýhodněných balíčků**, které obsahují 3 ks jednokanálových pipet různých objemů, držáčky na pipety a TipBoxy se špičkami.

### Jednokanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----------	------------	---------------	-------------	------------	-----------

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 704 768	Jednokanálová	0,1 - 1	±0,02	Šedivý	3-4 týdny	6 831 Kč
396 870 704 769	Jednokanálová	0,1 - 2,5	±0,035	Šedivý	3-4 týdny	6 831 Kč
396 870 704 770	Jednokanálová	0,5 - 10	±0,1	Šedivý	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 772	Jednokanálová	2 - 20	±0,16	Žlutý	3-4 týdny	6 831 Kč
396 870 704 773	Jednokanálová	5 - 50	±0,4	Žlutý	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 774	Jednokanálová	10 - 100	±0,6	Žlutý	1-2 týdny	6 831 Kč
396 870 704 778	Jednokanálová	20 - 200	±1,2	Žlutý	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 780	Jednokanálová	100 - 1000	±6	Modrý	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 782	Jednokanálová	500 - 5000	±30	Červený	2-3 týdny	6 831 Kč
396 870 704 784	Jednokanálová	1000 - 10000	±60	Světlemodrý	2-3 týdny	6 831 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### 8kanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 703 700	8	0,5 - 10	±0,16	Šedivý	3-4 týdny	17 969 Kč
396 870 703 706	8	5 - 50	±0,4	Žlutý	3-4 týdny	17 969 Kč
396 870 703 708	8	10 - 100	±0,8	Žlutý	2-3 týdny	17 969 Kč
396 870 703 710	8	20 - 200	±1,6	Žlutý	3-4 týdny	17 969 Kč
396 870 703 712	8	30 - 300	±1,8	Zelený	3-4 týdny	17 969 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### 12kanálové pipety s nastavitelným objemem Transferpette S

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 703 720	12	0,5 - 10	±0,16	Šedivý	3-4 týdny	20 590 Kč
396 870 703 726	12	5 - 50	±0,4	Žlutý	2-3 týdny	20 590 Kč
396 870 703 728	12	10 - 100	±0,8	Žlutý	3-4 týdny	20 590 Kč
396 870 703 730	12	20 - 200	±1,6	Žlutý	3-4 týdny	20 590 Kč
396 870 703 732	12	30 - 300	±1,8	Zelený	3-4 týdny	20 590 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Cenově zvýhodněné balíčky jednokanálových pipet

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
396 870 704 790	Startovací balíček MICRO	1x jednokanálová pipeta o objemu 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl a 10-100 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč
396 870 704 791	Startovací balíček MIDI	1x jednokanálová pipeta o objemu 2-20 µl, 20-200 µl a 100-1000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč
396 870 704 792	Startovací balíček MACRO	1x jednokanálová pipeta o objemu 100-1000 µl, 500-5000 µl a 1000-10000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč
396 870 704 793	Startovací balíček STANDARD	1x jednokanálová pipeta o objemu 0,5-10 µl, 10-100 µl a 100-1000 µl, 3x TipBox se špičkami, 3x držáček	3-4 týdny	19 459 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Volitelné příslušenství: Stojan a držáky na pipety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 704 807	Stojan pro 6 pipet Transferpette S (jedno- i vícekanálových)	3-4 týdny	1 601 Kč
160 980 704 811	Držák na polici pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	289 Kč
160 980 704 812	Držák na zeď pro 1 pipetu Transferpette S (jedno- nebo vícekanálovou)	3-4 týdny	462 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf
-  Data-Sheet-Brand-Pipette-Tips-Selection-Chart-Pipette-Transferpette-S-EN.pdf

## Pipeta fixní jednokanálová Transferpettor Fix, Brand

Výrobci a značky: Brand

Jednokanálové pipety Transferpettor Fix poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou ideální **pro pipetování médií s vysokou hustotou, viskozitou, vysokou tenzí par nebo povrchovým napětím**. Na rozdíl od běžných pipet přichází jejich píst přímo do styku s pipetovaným médiem. Používají se v kombinaci se skleněnými kapilárami.

- fixní objem
- snadná obsluha
- přímý kontakt pístu s pipetovaným médiem (píst těsně přiléhá ke stěnám kapiláry a vytlačuje veškerý objem média, což zaručuje reprodukovatelné výsledky a umožňuje opakované použití kapiláry)
- vhodné pro média s vysokou hustotou<sup>(i)</sup>, viskozitou<sup>(i)</sup>, vysokou tenzí par<sup>(i)</sup> nebo pro silně pěnivá média<sup>(i)</sup>



- barevné kódování pro snadné rozpoznání objemu
- pracovní rozsah teplot: 15 až 40 °C
- nelze autoklárovat
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [skleněné kapiláry](#), stojan na umístění 4 pipet



Pipety Transferpettor s fixním objemem jsou vhodné pro média s maximální hustotou 3,8 g/cm<sup>3</sup>, tlakem par do 500 mbar a níže uvedenou viskozitou. Lze je použít s médii, která nenarušují sklo, nerez ocel (pipety do objemu 10 µl) nebo PTFE (pipety od objemu 20 µl).

Objem pipety	1, 2, 5 µl	10 µl	20, 25 µl	50 µl	100 µl
Vhodná pro viskozitu (kinematická viskozita)	do 6 000 mm <sup>2</sup> /s	do 20 000 mm <sup>2</sup> /s	do 50 000 mm <sup>2</sup> /s	do 100 000 mm <sup>2</sup> /s	do 140 000 mm <sup>2</sup> /s

Obj. číslo	Popis	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 842	Pipeta Transferpettor Fix	1	±0,12	Bílý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 844	Pipeta Transferpettor Fix	2	±0,15	Bílý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 853	Pipeta Transferpettor Fix	5	±0,15	Bílý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 858	Pipeta Transferpettor Fix	10	±0,3	Oranžový	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 863	Pipeta Transferpettor Fix	20	±0,48	Černý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 864	Pipeta Transferpettor Fix	25	±0,6	2x bílý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 868	Pipeta Transferpettor Fix	50	±0,9	Zelený	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 873	Pipeta Transferpettor Fix	100	±1,5	Modrý	3-4 týdny	5 483 Kč
396 870 701 878	Pipeta Transferpettor Fix	200	±3	Červený	3-4 týdny	5 483 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Volitelné příslušenství: Stojan

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 960	Stojan pro 4 pipety Transferpettor o objemu 1 až 200 µl	3-4 týdny	5 518 Kč

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpettor-EN.pdf

## Pipeta s nastavitelným objemem Transferpettor Digital, Brand

Výrobci a značky: Brand

Pipety Transferpettor Digital s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou ideální **pro pipetování médií s vysokou hustotou, viskozitou, vysokou tenzí par nebo povrchovým napětím**. Na rozdíl od běžných pipet přichází jejich píst přímo do styku s pipetovaným médiem. Používají se v kombinaci se skleněnými kapilárami nebo speciálně tvarovanými plastovými špičkami.



- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
  - pipety s nastavitelným objemem 2,5 – 10, 5 – 25, 10 – 50 a 20 – 100 µl se používají v kombinaci se skleněnými kapilárami
  - pipety s nastavitelným objemem 100 – 500, 200 – 1 000, 1 000 – 5 000 a 2 000 – 10 000 µl se používají v kombinaci se speciálně tvarovanými plastovými špičkami
- přímý kontakt pístu s pipetovaným médiem (píst těsně přiléhá ke stěnám kapiláry/špičky a vytlačuje veškerý objem média, což zaručuje reprodukovatelné výsledky a umožňuje opakované použití kapiláry/špičky)
- vhodné pro obtížná média s vysokou hustotou<sup>(i)</sup>, viskozitou<sup>(i)</sup>, vysokou tenzí par<sup>(i)</sup> nebo pro silně pěnivá média<sup>(i)</sup>
- barevné kódování pro snadné rozpoznání objemu
- pracovní rozsah teplot: 15 až 40 °C
- nelze autoklávat
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [skleněné kapiláry a plastové špičky](#), stojan na umístění 2 nebo 4 pipet

**i** Pipety Transferpettor Digital s nastavitelným objemem jsou vhodné pro média s maximální hustotou 3,8 g/cm<sup>3</sup> (při použití skleněných kapilár) nebo 13,6 g/cm<sup>3</sup> (při použití plastových špiček), tlakem par do 500 mbar a níže uvedenou viskozitou. Lze je použít s médii, která nenarušují sklo, nerez ocel (pipety do objemu 10 µl), PTFE (pipety o objemu 20 – 200 µl) nebo PE (pipety od objemu 500 µl).

Objem pipety	2, 5 µl	10 µl	20, 25 µl	50 µl	100 µl	500 µl	1 000 µl	5 000 µl	10 000 µl
Vhodná pro viskozitu (kinematická viskozita)	do 6 000 mm <sup>2</sup> /s	do 20 000 mm <sup>2</sup> /s	do 50 000 mm <sup>2</sup> /s	do 100 000 mm <sup>2</sup> /s	do 140 000 mm <sup>2</sup> /s	do 40 000 mm <sup>2</sup> /s	do 20 000 mm <sup>2</sup> /s	do 6 000 mm <sup>2</sup> /s	do 2 000 mm <sup>2</sup> /s

Obj. číslo	Popis	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Dělení [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 807	Pipeta Transferpettor Digital	2,5 – 10	±0,3	0,01	Oranžový	3-4 týdny	9 528 Kč
396 870 701 812	Pipeta Transferpettor Digital	5 – 25	±0,6	0,1	2x bílý	3-4 týdny	9 528 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Dělení [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 817	Pipeta Transferpettor Digital	10 - 50	±0,9	0,1	Zelený	3-4 týdny	9 528 Kč
396 870 701 822	Pipeta Transferpettor Digital	20 - 100	±1,5	0,1	Modrý	3-4 týdny	9 528 Kč
396 870 702 804	Pipeta Transferpettor Digital	100 - 500	±2,5	1,0	Zelený	3-4 týdny	9 528 Kč
396 870 702 806	Pipeta Transferpettor Digital	200 - 1000	±5	1,0	Žlutý	2-3 týdny	9 528 Kč
396 870 702 810	Pipeta Transferpettor Digital	1000 - 5000	±25	10,0	Červený	3-4 týdny	9 528 Kč
396 870 702 812	Pipeta Transferpettor Digital	2000 - 10000	±50	10,0	Oranžový	2-3 týdny	9 528 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Volitelné příslušenství: Stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 701 960 1	Stojan pro 4 pipety Transferpettor o objemu 1 až 200 μl	3-4 týdny	5 518 Kč
396 870 702 890	Stojan pro 2 pipety Transferpettor o objemu 500 až 10 000 μl	3-4 týdny	3 630 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brand-Pipette-Transferpettor-EN.pdf

## Skleněné kapiláry a plastové špičky pro pipety Transferpettor, Brand

Výrobci a značky: Brand

- skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s **fixním** nebo **nastavitelným** objemem
  - barevné kódování
  - dodávají se v balení po 50 nebo 100 ks (dle objemu)
- plastové špičky (PP) pro pipety Transferpettor s **nastavitelným** objemem
  - dodávají se v balení po 10 ks
  - v nabídce je i sada 2 ks špiček a náhradního pístu



### Skleněné kapiláry

Obj. číslo	Popis	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 701 900	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 1/2/5 µl	Bílý	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 902	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 10 µl	Oranžový	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 904	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 20 µl	Černý	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 906	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 25 µl	2x bílý	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 908	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 50 µl	Zelený	100	2-3 týdny	875 Kč
396 870 701 910	Skleněné kapiláry pro pipety Transferpettor s objemem 100/200 µl	Modrý - červený	50	2-3 týdny	438 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Plastové špičky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 852	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 100 - 500 µl	10	2-3 týdny	722 Kč
396 870 702 854	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 200 - 1 000 µl	10	2-3 týdny	722 Kč
396 870 702 858	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 1 000 - 5 000 µl	10	2-3 týdny	722 Kč
396 870 702 860	Plastové špičky pro pipety Transferpettor s objemem 2 000 - 10 000 µl	10	2-3 týdny	722 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Plastové špičky a náhradní píst (balení obsahuje 2 ks špiček z PP a 1 ks pístu z PE)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 980 702 883	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 100 - 500 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč
160 980 702 884	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 200 - 1 000 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč
160 980 702 885	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 1 000 - 5 000 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč



<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
160 980 702 886	Plastové špičky a náhradní píst pro pipety Transferpettor s objemem 2 000 - 10 000 µl	2+1	2-3 týdny	210 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*