

## MIKROPIPETY EPPENDORF

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety Eppendorf

### Pipeta fixní jednokanálová Research Plus, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Jednokanálové pipety Research Plus s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávodatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.



- fixní objem
- odpružená dolní část pro snadné a spolehlivé nasazení špičky
- technologie SOFTeject pro jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklávodatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- jako volitelné příslušenství lze objednat otočný stojan nebo držák na zed'
- **informace k dodávce:** špičky epTIPS nejsou součástí dodávky a objednávají se samostatně

#### Jednokanálové pipety Research Plus s fixním objemem

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 124 016	10	±0,12	šedý	Na dotaz	4 950 Kč
160 075 124 032	20	±0,16	šedý	Na dotaz	4 950 Kč
160 075 124 059	25	±0,25	žlutý	Na dotaz	4 950 Kč
160 075 124 067	50	±0,35	žlutý	Na dotaz	4 950 Kč
160 075 124 075	100	±0,6	žlutý	Na dotaz	4 950 Kč
160 075 124 083	200	±1,2	žlutý	Na dotaz	4 950 Kč
160 075 124 105	250	±1,5	modrý	1 ks	4 950 Kč <b>4 370 Kč</b>
160 075 124 121	1000	±6,0	modrý	Na dotaz	4 950 Kč

Sleva platí do doprodání skladových zásob.



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Volitelné příslušenství: Držák na zed' a otočný stojan

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
163 116 000 112	Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky	3-4 týdny	930 Kč
160 510 600 015	Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus	3-4 týdny	4 515 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf

## Pipeta jednokanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf

A 121 °C Výrobci a značky: Eppendorf

Jednokanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávovatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.

- 10 modelů s rozsahem od 0,1 µl do 10 ml
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklávovatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- jako volitelné příslušenství lze objednat otočný stojan nebo držák na zeď, náhradní špičky [epTIPS v sáčku](#) nebo [epTIPS Box](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet do objemu 1000 µl jsou špičky epTIPS Box, součástí dodávky pipet o objemu 0,25 - 10 ml jsou špičky epTIPS v sáčku



Jednokanálové pipety Research Plus lze objednat i v cenově **zvýhodněných sadách**, které obsahují 3 ks pipet s různým objemem a k nim odpovídající špičky.

#### Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,1 do 1000 µl. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS Box:

Obj. číslo	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 123 012	0,1 - 2,5	±0,048 - 0,035	šedý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 020	0,5 - 10	±0,04 - 0,1	šedý	Na dotaz	7 950 Kč

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 123 039	2 - 20	±0,1 - 0,2	žlutý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 047	10 - 100	±0,3 - 0,8	žlutý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 055	20 - 200	±0,5 - 1,2	žlutý	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 101	30 - 300	±0,75 - 1,8	oranžový	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 063	100 - 1000	±3,0 - 6,0	modrý	Na dotaz	7 950 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,25 do 10 ml. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS v sáčku:**

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 123 144	0,25 - 2,5	±0,012 - 0,015	červený	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 071	0,5 - 5	±0,012 - 0,03	fialový	Na dotaz	7 950 Kč
160 075 123 080	1 - 10	±0,03 - 0,06	tyrkysový	Na dotaz	7 950 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Cenově zvýhodněné balíčky:**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
160 075 123 900	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 0,5 - 10 μl, 1x 10 - 100 μl a 1x 100 - 1000 μl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box	Na dotaz	19 525 Kč
160 075 123 918	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 2 - 20 μl, 1x 20 - 200 μl a 1x 100 - 1000 μl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box	Na dotaz	19 525 Kč
160 075 123 926	Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 100 - 1000 μl, 1x 0,5 - 5 ml a 1x 1 - 10 ml), 1 balení odpovídajících špiček epTIPS Box a 2 balení špiček epTips v sáčku	Na dotaz	19 525 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*


**Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
163 116 000 112 1	Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky	3-4 týdny	930 Kč
160 510 600 015 1	Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus	3-4 týdny	4 515 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf

 Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf

# Pipeta vícekanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Vícekanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.



- 8, 12, 16 nebo 24 kanálů (snadné a rychlé plnění 24-, 96- i 384jamkových destiček)
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- snadné a spolehlivé nasazení špičky
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklávatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- možnost objednání držáku na zeď, otočného stojanu a náhradních [špiček epTIPS Box](#); špičky pro 16- a 24kanálové pipety vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet (kromě objemů 120 – 1200 µl) jsou odpovídající špičky epTIPS Box

## Vícekanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [µl]	Přesnost [µl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
<b>8kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b>						
160 075 125 010	8	0,5 - 10	±0,06 - 0,2	šedý	Na dotaz	22 950 Kč
160 075 125 036	8	10 - 100	±0,3 - 0,8	žlutý	Na dotaz	22 950 Kč
160 075 125 052	8	30 - 300	±0,9 - 1,8	oranžový	Na dotaz	22 950 Kč
160 075 125 214	8	120 - 1200	±7,2 - 14,4	zelený	Na dotaz	22 950 Kč
<b>12kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b>						
160 075 125 028	12	0,5 - 10	±0,06 - 0,2	šedý	Na dotaz	25 100 Kč
160 075 125 044	12	10 - 100	±0,3 - 0,8	žlutý	Na dotaz	25 100 Kč
160 075 125 060	12	30 - 300	±0,9 - 1,8	oranžový	Na dotaz	25 100 Kč

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 075 125 222	12	120 - 1200	±7,2 - 14,4	zelený	Na dotaz	25 100 Kč
<b>16kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b>						
160 075 125 079	16	1 - 20	±0,16 - 0,4	růžový	Na dotaz	26 750 Kč
160 075 125 095	16	5 - 100	±0,3 - 1	žlutý	Na dotaz	26 750 Kč
<b>24kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b>						
160 075 125 087	24	1 - 20	±0,16 - 0,4	růžový	Na dotaz	28 400 Kč
160 075 125 109	24	5 - 100	±0,3 - 1	žlutý	Na dotaz	28 400 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
163 116 000 112 2	Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky	3-4 týdny	930 Kč
160 510 600 015 2	Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus	3-4 týdny	4 515 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Soubory ke stažení**

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf