

## MIKROPIPETY EPPENDORF

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety Eppendorf

### Pipeta fixní jednokanálová Research Plus, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Jednokanálové pipety Research Plus s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.

- fixní objem
- odpružená dolní část pro snadné a spolehlivé nasazení špičky
- technologie SOFTeject pro jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklárovatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- jako volitelné příslušenství lze objednat otočný stojan nebo držák na zeď
- **informace k dodávce:** špičky **epTIPS** nejsou součástí dodávky a objednávají se samostatně



#### Jednokanálové pipety Research Plus s fixním objemem

| Obj. číslo      | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks                   |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 160 075 124 016 | 10         | ±0,12         | šedý        | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |
| 160 075 124 032 | 20         | ±0,16         | šedý        | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |
| 160 075 124 059 | 25         | ±0,25         | žlutý       | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |
| 160 075 124 067 | 50         | ±0,35         | žlutý       | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |
| 160 075 124 075 | 100        | ±0,6          | žlutý       | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |
| 160 075 124 083 | 200        | ±1,2          | žlutý       | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |
| 160 075 124 105 | 250        | ±1,5          | modrý       | 1 ks       | 4 875 Kč<br><b>4 370 Kč</b> |
| 160 075 124 113 | 500        | ±3,0          | modrý       | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |
| 160 075 124 121 | 1000       | ±6,0          | modrý       | Na dotaz   | 4 875 Kč                    |

Sleva platí do doprodání skladových zásob.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 163 116 000 112 | Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky | 3-4 týdny  | 916 Kč    |
| 160 510 600 015 | Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus              | 3-4 týdny  | 4 436 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf

## Pipeta jednokanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf

A 121 °C Výrobci a značky: Eppendorf

Jednokanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávovalné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.

- 10 modelů s rozsahem od 0,1 µl do 10 ml
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklávovalné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- jako volitelné příslušenství lze objednat otočný stojan nebo držák na zeď, náhradní špičky [epTIPS v sáčku](#) nebo [epTIPS Box](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet do objemu 1000 µl jsou špičky epTIPS Box, součástí dodávky pipet o objemu 0,25 – 10 ml jsou špičky epTIPS v sáčku



Jednokanálové pipety Research Plus lze objednat i v cenově **zvýhodněných sadách**, které obsahují 3 ks pipet s různým objemem a k nim odpovídající špičky.

#### Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,1 do 1000 µl. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS Box:

| Obj. číslo      | Objem [µl] | Přesnost [µl]  | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 160 075 123 012 | 0,1 – 2,5  | ±0,048 – 0,035 | šedý        | Na dotaz   | 7 825 Kč  |
| 160 075 123 020 | 0,5 – 10   | ±0,04 – 0,1    | šedý        | Na dotaz   | 7 825 Kč  |
| 160 075 123 039 | 2 – 20     | ±0,1 – 0,2     | žlutý       | Na dotaz   | 7 825 Kč  |
| 160 075 123 047 | 10 – 100   | ±0,3 – 0,8     | žlutý       | Na dotaz   | 7 825 Kč  |

| Obj. číslo      | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 160 075 123 055 | 20 – 200   | ±0,5 – 1,2    | žlutý       | Na dotaz   | 7 825 Kč  |
| 160 075 123 101 | 30 – 300   | ±0,75 – 1,8   | oranžový    | Na dotaz   | 7 825 Kč  |
| 160 075 123 063 | 100 – 1000 | ±3,0 – 6,0    | modrý       | Na dotaz   | 7 825 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Pipety Research plus s nastavitelným objemem od 0,25 do 10 ml. Součástí dodávky pipet jsou špičky epTIPS v sáčku:**

| Obj. číslo      | Objem [ml] | Přesnost [ml]  | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 160 075 123 144 | 0,25 – 2,5 | ±0,012 – 0,015 | červený     | Na dotaz   | 7 825 Kč  |
| 160 075 123 071 | 0,5 – 5    | ±0,012 – 0,03  | fialový     | Na dotaz   | 7 825 Kč  |
| 160 075 123 080 | 1 – 10     | ±0,03 – 0,06   | tyrkysový   | Na dotaz   | 7 825 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Cenově zvýhodněné balíčky:**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                                                                   | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 160 075 123 900 | Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 0,5 – 10 μl, 1x 10 – 100 μl a 1x 100 – 1000 μl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box                              | Na dotaz   | 19 225 Kč   |
| 160 075 123 918 | Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 2 – 20 μl, 1x 20 – 200 μl a 1x 100 – 1000 μl) a 3 balení odpovídajících špiček epTIPS Box                                | Na dotaz   | 19 225 Kč   |
| 160 075 123 926 | Balíček 3 ks pipet s nastavitelným objemem (1x 100 – 1000 μl, 1x 0,5 – 5 ml a 1x 1 – 10 ml), 1 balení odpovídajících špiček epTIPS Box a 2 balení špiček epTips v sáčku | Na dotaz   | 19 225 Kč   |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan**

| Obj. číslo        | Popis                                                                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 163 116 000 112 1 | Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky | 3-4 týdny  | 916 Kč    |
| 160 510 600 015 1 | Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus              | 3-4 týdny  | 4 436 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf

# Pipeta vícekanálová Research Plus s nastavitelným objemem, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

Vícekanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Práce s nimi je rychlá a jednoduchá.



- 8, 12, 16 nebo 24 kanálů (snadné a rychlé plnění 24-, 96- i 384jamkových destiček)
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji
- snadné a spolehlivé nasazení špičky
- jednoduché uvolnění použitých špiček
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, dlouhá životnost
- plně autoklárovatelné při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- splňují normu ISO 8655 (při použití se špičkami Eppendorf)
- možnost objednání držáku na zeď, otočného stojanu a náhradních [špiček epTIPS Box](#); špičky pro 16- a 24kanálové pipety vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipet (kromě objemů 120 – 1200 µl) jsou odpovídající špičky epTIPS Box

## Vícekanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem

| Obj. číslo                                                      | Počet kanálů | Objem [µl] | Přesnost [µl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| <b>8kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b>  |              |            |               |             |            |           |
| 160 075 125 010                                                 | 8            | 0,5 – 10   | ±0,06 – 0,2   | šedý        | Na dotaz   | 22 600 Kč |
| 160 075 125 036                                                 | 8            | 10 – 100   | ±0,3 – 0,8    | žlutý       | Na dotaz   | 22 600 Kč |
| 160 075 125 052                                                 | 8            | 30 – 300   | ±0,9 – 1,8    | oranžový    | Na dotaz   | 22 600 Kč |
| 160 075 125 214                                                 | 8            | 120 – 1200 | ±7,2 – 14,4   | zelený      | Na dotaz   | 22 600 Kč |
| <b>12kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b> |              |            |               |             |            |           |
| 160 075 125 028                                                 | 12           | 0,5 – 10   | ±0,06 – 0,2   | šedý        | Na dotaz   | 24 725 Kč |
| 160 075 125 044                                                 | 12           | 10 – 100   | ±0,3 – 0,8    | žlutý       | Na dotaz   | 24 725 Kč |
| 160 075 125 060                                                 | 12           | 30 – 300   | ±0,9 – 1,8    | oranžový    | Na dotaz   | 24 725 Kč |
| 160 075 125 222                                                 | 12           | 120 – 1200 | ±7,2 – 14,4   | zelený      | Na dotaz   | 24 725 Kč |
| <b>16kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b> |              |            |               |             |            |           |
| 160 075 125 079                                                 | 16           | 1 – 20     | ±0,16 – 0,4   | růžový      | Na dotaz   | 26 350 Kč |

| Obj. číslo                                                      | Počet kanálů | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Barevný kód | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 160 075 125 095                                                 | 16           | 5 - 100    | ±0,3 - 1      | žlutý       | Na dotaz   | 26 350 Kč |
| <b>24kanálové pipety Research Plus s nastavitelným objemem:</b> |              |            |               |             |            |           |
| 160 075 125 087                                                 | 24           | 1 - 20     | ±0,16 - 0,4   | růžový      | Na dotaz   | 27 975 Kč |
| 160 075 125 109                                                 | 24           | 5 - 100    | ±0,3 - 1      | žlutý       | Na dotaz   | 27 975 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Držák na zeď a otočný stojan**

| Obj. číslo        | Popis                                                                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 163 116 000 112 2 | Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu Eppendorf Research nebo Research plus, včetně lepicí pásky | 3-4 týdny  | 916 Kč    |
| 160 510 600 015 2 | Otočný stojan Carousel 2 pro 6 jedno- nebo vícekanálových pipet Eppendorf Research nebo Research plus              | 3-4 týdny  | 4 436 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Soubory ke stažení**

-  Data-Sheet-Eppendorf-Pipette-Research-plus.pdf
-  Data-Sheet-Eppendorf-Compatibility-Pipette-Research-plus-with-tips-epTIPS.pdf