

MIKROPIPETY HIRSCHMANN

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety Hirschmann

Pipeta fixní jednokanálová Labopette, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

- fixní objem pipety
- pružinový mechanismus snižuje námahu při pipetování
- digitální uzamčení pipetovacího objemu
- hrotový vyhazovač špiček
- ergonomický design pipety
- pipety jsou dodávány spolu s držákem, kalibračními nástroji a certifikátem



Obj. číslo	Popis	Počet kanálů	Objem [μl]	Typ vhodných špiček	Dostupnost	Cena / ks
396 709 475 501	Labopette	1	5	čirá, žlutá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 502	Labopette	1	10	čirá, žlutá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 503	Labopette	1	20	žlutá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 504	Labopette	1	25	žlutá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 505	Labopette	1	50	žlutá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 506	Labopette	1	100	žlutá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 507	Labopette	1	200	žlutá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 508	Labopette	1	250	modrá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 509	Labopette	1	500	modrá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 510	Labopette	1	1000	modrá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 511	Labopette	1	2000	čirá	4-6 týdnů	6 075 Kč
396 709 475 512	Labopette	1	5000	čirá	4-6 týdnů	6 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipeta s nastavitelným objemem Labopette, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

- jedno- a vícekanálové
- natavitelné objemy od 0,1 µl do 10000 µl
- pružinový mechanismus snižuje námahu při pipetování
- digitální uzamčení pipetovacího objemu
- hrotový vyhazovač špiček
- ergonomický design pipety
- pipety jsou dodávány spolu s držákem, kalibračními nástroji a certifikátem



Obj. číslo	Popis	Počet kanálů	Objem [µl]	Nastavení [µl]	Typ vhodných špiček	Dostupnost	Cena / ks
396 709 475 400	Labopette	1	0,1 – 3	0,002	čirá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 401	Labopette	1	0,5 – 10	0,01	čirá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 404	Labopette	1	1000 – 10000	20,0	čirá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 405	Labopette	1	500 – 5000	10,0	modrá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 406	Labopette	1	2 – 20	0,02	žlutá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 407	Labopette	1	10 – 100	0,1	žlutá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 408	Labopette	1	20 – 200	0,2	žlutá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 409	Labopette	1	100 – 1000	1,0	modrá	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 601	Labopette	8	0,5 – 10	0,01	čirá	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 602	Labopette	8	10 – 100	0,1	žlutá	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 604	Labopette	8	30 – 300	0,2	modrá	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 701	Labopette	12	0,5 – 10	0,01	čirá	4-6 týdnů	26 600 Kč
396 709 475 702	Labopette	12	10 – 100	0,1	žlutá	4-6 týdnů	26 600 Kč
396 709 475 704	Labopette	12	30 – 300	0,2	modrá	4-6 týdnů	26 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství k pipetám Labopette, Hirschmann

Výrobci a značky: Hirschmann



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 709 487 001	Nabíjecí stojan pro 1 elektronickou pipetu	Kontaktujte nás	
331 709 470 006	Odkládací stojan pro 6 pipet	4-6 týdnů	2 165 Kč
331 709 490 107	Multibox pro všechny náhradní náplně do objemu až 300 µl	4-6 týdnů	724 Kč

