

## MIKROPIPETY HIRSCHMANN

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety Hirschmann

### Pipeta fixní jednokanálová Labopette, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Jednokanálové pipety Labopette s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávodatelné a díky ergonomickému designu padnou do každé ruky.



- fixní objem
- pružinový mechanismus snižuje námahu při pipetování
- opěrka prstů poskytuje oporu pro bezpečné pipetování s uvolněnou rukou
- vyhazovač špiček umožňuje jednoduché uvolnění použitých špiček
- snadné čištění (zcela autoklávodatelné)
- ergonomický design
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): otočný nebo odkládací [stojan](#)
- **informace k dodávce:** pipetovací [špičky](#) nejsou součástí dodávky pipety a objednávají se samostatně

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [%]	Vhodná velikost špiček	Dostupnost	Cena / ks
396 709 475 501	5	±1,5	0,2 - 10 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 502	10	±0,8	0,2 - 10 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 503	20	±0,5	1 - 200 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 504	25	±0,5	1 - 200 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 505	50	±0,4	1 - 200 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 506	100	±0,3	1 - 200 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 507	200	±0,3	1 - 200 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 508	250	±0,3	10 - 1000 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 509	500	±0,3	10 - 1000 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 510	1000	±0,3	10 - 1000 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 511	2000	±0,3	100 - 5000 μl	4-6 týdnů	6 275 Kč
396 709 475 512	5000	±0,3	1000 - 10000 μl	4-6 týdnů	6 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Pipeta s nastavitelným objemem Labopette, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Jedno- i vícekanálové pipety Labopette s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou autoklávodatelné a díky ergonomickému designu padnou do každé ruky.



- 3 varianty: jednonanálová, 8kanálová a 12kanálová
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- pružinový mechanismus snižuje námahu při pipetování
- opěrka prstů poskytuje oporu pro bezpečné pipetování s uvolněnou rukou
- vyhazovač špiček umožňuje jednoduché uvolnění použitých špiček
- snadné čištění (zcela autoklávodatelné)
- ergonomický design
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): otočný nebo odkládací [stojan](#)
- **informace k dodávce:** pipetovací [špičky](#) nejsou součástí dodávky pipety a objednávají se samostatně

Obj. číslo	Provedení	Objem [μl]	Dělení [μl]	Vhodná velikost špiček	Dostupnost	Cena / ks
<b>Jednonanálové pipety s nastavitelným objemem:</b>						
396 709 475 400	Jednonanálová	0,1 - 3	0,002	0,2 - 10 μl	4-6 týdnů	10 400 Kč
396 709 475 401	Jednonanálová	0,5 - 10	0,01	0,2 - 10 μl	4-6 týdnů	10 400 Kč
396 709 475 404	Jednonanálová	1000 - 10000	20,0	1000 - 10000 μl	4-6 týdnů	10 400 Kč
396 709 475 405	Jednonanálová	500 - 5000	10,0	100 - 5000 μl	4-6 týdnů	10 175 Kč
396 709 475 406	Jednonanálová	2 - 20	0,02	1 - 200 μl	4-6 týdnů	10 400 Kč
396 709 475 407	Jednonanálová	10 - 100	0,1	1 - 200 μl	4-6 týdnů	10 400 Kč
396 709 475 408	Jednonanálová	20 - 200	0,2	1 - 200 μl	4-6 týdnů	10 400 Kč
396 709 475 409	Jednonanálová	100 - 1000	1,0	10 - 1000 μl	4-6 týdnů	10 400 Kč
<b>Vícekanálové pipety s nastavitelným objemem:</b>						
396 709 475 601	8kanálová	0,5 - 10	0,01	0,2 - 10 μl	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 602	8kanálová	10 - 100	0,1	1 - 250 μl	4-6 týdnů	22 925 Kč

Obj. číslo	Provedení	Objem [ $\mu$ l]	Dělení [ $\mu$ l]	Vhodná velikost špiček	Dostupnost	Cena / ks
396 709 475 604	8kanálová	30 - 300	0,2	5 - 300 $\mu$ l	4-6 týdnů	22 925 Kč
396 709 475 701	12kanálová	0,5 - 10	0,01	0,2 - 10 $\mu$ l	4-6 týdnů	26 600 Kč
396 709 475 702	12kanálová	10 - 100	0,1	1 - 250 $\mu$ l	4-6 týdnů	26 600 Kč
396 709 475 704	12kanálová	30 - 300	0,2	5 - 300 $\mu$ l	4-6 týdnů	26 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Příslušenství k pipetám Labopette, Hirschmann

Výrobci a značky: Hirschmann

- stojan pro 6 jednokanálových pipet Labopette (lze použít i pro pipety vícekanálové)
- otočný stojan pro 6 jednokanálových pipet Labopette



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 709 470 006	Stojan pro 6 jednokanálových pipet Labopette	4-6 týdnů	2 165 Kč
331 709 470 004	Otočný stojan pro 6 jednokanálových pipet Labopette	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.