

MIKROPIPETY IKA

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety IKA

Pipeta fixní jednokanálová Pette fix, IKA

Náš TIP

A 121 °C

Výrobci a značky: IKA

Jednokanálové pipety Pette fix s fixním objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklávodatelné, odolné vůči nárazu i UV záření. Díky třem vyměnitelným rukojetím jsou vhodné pro praváky i leváky.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také odborné poradenství, servisní prohlídky, záruční i pozáruční servis. Zajišťujeme také [akreditovanou kalibraci](#).



- fixní objem
- snadná obsluha, uvolnění špičky jednou rukou
- ergonomický tvar, 3 různé vyměnitelné rukojeti (liší se tvarem i materiálem)
- nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, odolnost proti korozi pístu, dlouhá životnost
- plně autoklávodatelná při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- QR kód se sériovým číslem
- osvědčení o shodě dle ISO 8655
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#): transparentní špičky, stojánky a boxy na špičky, stojan na pipety...
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipety jsou 3 typy rukojeti

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 211 219	5	±0,06	šedivý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 220	10	±0,12	šedivý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 221	20	±0,2	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 222	25	±0,25	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 223	50	±0,35	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 224	100	±0,6	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 225	200	±1,2	žlutý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 226	250	±1,5	modrý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 227	500	±3	modrý	2-3 týdny	4 484 Kč
160 480 211 228	1000	±6	modrý	2-3 týdny	4 484 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Pipettes-Pette-fix-and-vario-and-multi-EN.pdf

Video k produktu

 Pipeta IKA Pette fix a vario

Pipeta s nastavitelným objemem Pette vario, IKA

Náš TIP

Akce

A 121 °C

Sleva 20 %

LABOREXPO 2026

Výrobci a značky: IKA

Sleva platí do 9. 7. 2026

Jednokanálové pipety Pette vario s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné, odolné vůči nárazu i UV záření. Díky třem vyměnitelným rukojetím jsou vhodné pro praváky i leváky.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také odborné poradenství, servisní prohlídky, záruční i pozáruční servis. Zajišťujeme také [akreditovanou kalibraci](#).



- jednoduché a rychlé nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěnému přenastavení zvoleného objemu)
- snadná obsluha, uvolnění špičky jednou rukou
- ergonomický tvar, 3 různé vyměnitelné rukojeti (liší se tvarem i materiálem)
- nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, odolnost proti korozi pístu, dlouhá životnost
- plně autoklárovatelná při 121 °C (v úplném nebo demontovaném stavu)
- QR kód se sériovým číslem
- osvědčení o shodě dle ISO 8655
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#): transparentní špičky, stojánky a boxy na špičky, stojan na pipety...
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipety jsou tři typy rukojeti



V naší nabídce najdete i 4 typy cenově **zvýhodněných balíčků**, které obsahují 3 ks pipet různých objemů, stojan na pipety a TipBoxy se špičkami.

Obj. číslo	Objem [μl]	Krok [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 211 210	0,1 - 2	0,002	±0,028	šedivý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 211	0,5 - 10	0,01	±0,1	šedivý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 213	2 - 20	0,02	±0,2	žlutý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 214	10 - 100	0,1	±0,8	žlutý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč

Obj. číslo	Objem [μl]	Krok [μl]	Přesnost [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 211 215	20 - 200	0,2	±1,2	žlutý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 216	100 - 1000	1	±6	modrý	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 217	500 - 5000	5	±30	zelený	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč
160 480 211 218	1000 - 10000	10	±60	červený	2-3 týdny	6 738 Kč 5 390 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné balíčky

Obj. číslo	Typ balíčku	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 107 638	MicroKit A	Sada 3 ks jednokanálových pipet (objemy: 0,1-2 μl; 0,5-10 μl; 10-100 μl), stojánku na pipety, TipBoxů S a XS se špičkami	2-3 týdny	17 469 Kč
160 480 107 639	MicroKit B	Sada 3 ks jednokanálových pipet (objemy: 0,1-2 μl; 2-20 μl; 20-200 μl), stojánku na pipety, TipBoxů S a XS se špičkami	2-3 týdny	17 469 Kč
160 480 107 640	Classic Kit	Sada 3 ks jednokanálových pipet (objemy: 2-20 μl; 20-200 μl; 100-1000 μl), stojánku na pipety, TipBoxů XS a M se špičkami	2-3 týdny	17 469 Kč
160 480 107 641	MacroKit	Sada 3 ks jednokanálových pipet (objemy: 100-1000 μl; 0,5-5 ml; 1-10 ml), stojánku na pipety, TipBoxů M, L a XL se špičkami	2-3 týdny	17 885 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Pipettes-Pette-fix-and-vario-and-multi-EN.pdf

Video k produktu

 Pipeta IKA Pette fix a vario

Pipeta vícekanálová Pette multi, IKA

Náš TIP

Výrobci a značky: IKA

Vícekanálové pipety Pette multi s nastavitelným objemem poskytují přesné a opakovatelné výsledky. Jsou plně autoklárovatelné, odolné vůči nárazu i UV záření. Díky třem vyměnitelným rukojetím jsou vhodné pro praváky i leváky.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také odborné poradenství, servisní prohlídky, záruční i pozáruční servis. Zajišťujeme také [akreditovanou kalibraci](#).

- 8 nebo 12 kanálů
- rychlé a přesné nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- 360° rotace hlavičky pro nastavení úhlu pipetování a flexibilní skladování
- píst z nerezové oceli s DLC potahem (odolnost proti korozi a opotřebení, dlouhá životnost)
- snadné a spolehlivé nasazení špičky
- jednoduché uvolnění použitých špiček jednou rukou
- ergonomický tvar, 3 různé vyměnitelné rukojeti (liší se tvarem i materiálem)
- barevné rozlišení
- snadné čištění, plně autoklárovatelná při 121 °C bez nutnosti rozebrání
- QR kód se sériovým číslem, osvědčení o shodě dle ISO 8655
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#): transparentní špičky v různém balení (sáčky, stohovatelné zásobníky a boxy), stojany, software pro uživatelskou kalibraci
- **informace k dodávce:** součástí dodávky pipety jsou tři typy rukojeti

8kanálové pipety IKA Pette multi

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Dělení [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 217 943	8	0,5 - 10	0,01	šedý	2-3 týdny	14 235 Kč
160 480 217 944	8	10 - 100	0,1	žlutý	2-3 týdny	14 235 Kč
160 480 217 945	8	20 - 200	0,2	žlutý	2-3 týdny	14 235 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

12kanálové pipety IKA Pette multi

Obj. číslo	Počet kanálů	Objem [μl]	Dělení [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 480 217 946	12	0,5 - 10	0,01	šedý	2-3 týdny	16 317 Kč
160 480 217 947	12	10 - 100	0,1	žlutý	2-3 týdny	16 317 Kč
160 480 217 948	12	20 - 200	0,2	žlutý	2-3 týdny	16 317 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-IKA-Pipettes-Pette-fix-and-vario-and-multi-EN.pdf](#)

Video k produktu

▶ Vícekanálové pipety IKA Pette multi

Příslušenství pro mikropipety IKA Pette

Náš TIP

Výrobci a značky: IKA

Nabídka volitelného příslušenství k mikropipetám IKA [Pette fix](#), [Pette vario](#) a [Pette multi](#).

- univerzální špičky bez graduace balené v sáčcích
- transparentní špičky s graduací balené v sáčcích nebo boxech
- sterilní špičky Biosphere plus s filtrem pro přesnější dávkování vzorku balené v zásobnících (průhledné, bez DNA, DNázy/RNázy, PCR inhibitorů, ATP a pyrogenů/endotoxinů)
- filtry pro pipety Pette vario o objemu 0,5 – 5 ml a 1 – 10 ml (zabránění kontaminace vnitřku pipety)
- stojany na pipety
- software IPCS pro uživatelskou kalibraci pipet s možností ukládání dat a poznámek



Univerzální nesterilní špičky bez graduace balené v sáčcích

Obj. číslo	Popis	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 482 114 634	Univerzální špičky, objem 10 µl	Sáček	1000	2-3 týdny	404 Kč
160 482 114 635	Univerzální špičky, objem 200 µl	Sáček	1000	2-3 týdny	306 Kč
160 482 114 636	Univerzální špičky, objem 1000 µl	Sáček	1000	2-3 týdny	306 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nesterilní špičky s graduací balené v sáčcích nebo boxech

Obj. číslo	Popis	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Pipetovací špičky balené v sáčku:					
160 480 217 829	Špičky L, objem 5 ml	10 sáčků x 250 ks	2500	2-3 týdny	5 635 Kč
160 480 217 831	Špičky XL, objem 10 ml	5 sáčků x 200 ks	1000	2-3 týdny	5 905 Kč
Pipetovací špičky balené v boxech:					
160 482 116 857	Špičky XS, objem 10 µl	10 boxů po 96 ks	960	2-3 týdny	1 605 Kč
160 482 116 858	Špičky S, objem 200 µl	10 boxů po 96 ks	960	2-3 týdny	1 605 Kč
160 482 116 859	Špičky M, objem 1000 µl	10 boxů po 60 ks	600	2-3 týdny	1 250 Kč
160 480 217 830	Špičky L, objem 5 ml	10 boxů po 50 ks	500	2-3 týdny	2 965 Kč
160 480 217 832	Špičky XL, objem 10 ml	10 boxů po 25 ks	250	2-3 týdny	3 553 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sterilní špičky Biosphere plus s filtrem balené ve stohovatelných zásobnících

Obj. číslo	Popis	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 217 820	Špičky XS s filtrem, objem 10 µl	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	5 341 Kč
160 480 217 824	Špičky S s filtrem, objem 200 µl	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	5 341 Kč
160 480 210 000	Špičky M s filtrem, objem 1000 µl	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	4 141 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na pipety, software pro uživatelskou kalibraci

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 480 218 987	Stojan na 3 jednokanálové nebo 1 vícekanálovou pipetu	2-3 týdny	1 923 Kč
160 480 217 134	Stojan na 6 jedno- nebo vícekanálových pipet (nebo jejich kombinaci)	2-3 týdny	2 744 Kč
160 480 222 141	Kalibrační software IPCS	2-3 týdny	7 031 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtry pro pipety Pette vario

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 216 449	Filtr pro pipetu Pette vario s nastavitelným objemem 0,5 - 5 ml	100	2-3 týdny	1 029 Kč
160 480 216 450	Filtr pro pipetu Pette vario s nastavitelným objemem 1 - 10 ml	100	2-3 týdny	1 029 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.