

MIKROPIPETY WITEG

VERKON > Dávkování a titrace > Pipety automatické manuální (mikropipety) > Mikropipety Witeg

Pipeta jednakanálová WITOPET economy plus, Witeg

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Jednakanálové pipety WITOPET economy plus jsou díky snadnému ovládní a robustní konstrukci vhodné i pro začátečníky. Své uplatnění najdou zejména ve školních laboratořích.



- 7 modelů s rozsahem od 0,1 µl do 5 ml
- nastavitelný objem (zobrazení na dobře čitelném displeji)
- přesnost dle DIN EN ISO 8655-2
- vyhazovač špiček (jednoduché uvolnění použitých špiček)
- snadné čištění (zcela autoklávovatelné)
- ergonomický design
- kompatibilní se špičkami ostatních výrobců
- ideální do školních laboratoří
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#), [pipetovací špičky](#)

Obj. číslo	Objem [µl]	Dělení [µl]	Přesnost [µl]	Standardní odchylka [µl]	Dostupnost	Cena / ks
160 504 412 002	0,1 - 2,5	0,05	±0,08	≤0,04	2-3 týdny	2 121 Kč
160 504 412 010	0,5 - 10	0,1	±0,12	≤0,08	2-3 týdny	2 121 Kč
160 504 412 020	2 - 20	0,5	±0,20	≤0,10	2-3 týdny	2 121 Kč
160 504 412 100	10 - 100	1,0	±0,80	≤0,30	2-3 týdny	2 121 Kč
160 504 412 200	20 - 200	1,0	±1,60	≤0,60	3-4 týdny	2 121 Kč
160 504 412 901	100 - 1000	5,0	±8	≤3	2-3 týdny	2 121 Kč
160 504 412 950	1000 - 5000	50,0	±40	≤15	Delší termín	2 121 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipeta jednakanálová WITOPET expert s nastavitelným objemem, Witeg

Narozeninová akce

Sleva 10 %

LABOREXPO 2026

Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do 9. 7. 2026

WITOPET expert jsou jednonábové pipety pro přesné a spolehlivé pipetování kapalin o různé viskozitě. Jsou plně autoklávovatelné, vynikají stabilitou kalibrace (není nutná rekaliibrace ani po opakovaném autoklávování) a jednoduchou údržbou.



- 8 modelů s různým objemem
- jednoduché nastavení objemu se zobrazením na displeji, zámek nastaveného objemu (ochrana proti nechtěným změnám)
- vyhazovač špiček pro jednoduché uvolnění použitých špiček (kromě objemu 2 - 10 ml)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost (minimalizuje únavu rukou)
- barevné rozlišení
- plně autoklávovatelné při 121 °C (DIN EN ISO 285)
- stabilita kalibrace (není nutná rekaliibrace ani po opakovaném autoklávování)
- vyhovují normě DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan](#) pro 5 pipet, [pipetovací špičky](#)

Obj. číslo	Objem [μl]	Dělení [μl]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 554 020 025	0,1 - 2,5	0,01	Šedý	2-3 týdny	2 889 Kč 2 600 Kč
160 554 020 105	0,5 - 10	0,10	Šedý	2-3 týdny	2 889 Kč 2 600 Kč
160 554 020 205	2 - 20	0,10	Šedý	2-3 týdny	2 889 Kč 2 600 Kč
160 554 021 005	10 - 100	0,50	Žlutý	Na dotaz	2 889 Kč 2 600 Kč
160 554 022 005	20 - 200	1,00	Žlutý	2-3 týdny	2 889 Kč 2 600 Kč
160 554 029 015	100 - 1000	5,00	Modrý	2-3 týdny	2 889 Kč 2 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Barevný kód	Dostupnost	Cena / ks
160 554 029 505	0,5 - 5	0,05	Zelený	2-3 týdny	2 889 Kč 2 600 Kč
160 554 029 105	2 - 10	0,10	Zelený	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

[Data-Sheet-Witeg-Microliter-pipettes-WITOPET-expert-Single-Channel-EN.pdf](#)

Pipeta jednokanálová WITOPET premium, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Pipeta WITOPET premium s nejnovejší pipetovací inovací za atraktivní cenu. Velmi pohodlné a jednoduché pipetování. Nastavitelné tlačítko pro leváky i praváky, které umožňuje odhazovat špičky. Vestavěné uzamykání pipetovaného objemu. Pipety WITOPET premium se také vyznačují vynikající přesností a precizností.



- nastavitelný objem
- nejlepší ve své třídě (přesnost a odchylka lepší než požadavek DIN EN ISO 8655-2)
- skvělý poměr cena/výkon
- nastavitelný zámek objemu
- nastavitelné tlačítko vyhazování špiček (varianty s objemem 500 – 5000 μ l a 1 – 10 ml jsou bez tohoto tlačítka)
- nízká hmotnost
- snadná obsluha (potřeba jen malé síly pro pipetování)
- ergonomický tvar
- možnost recalibrace
- barevné rozlišení
- prvotní ověření od výrobce
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#), [pipetovací špičky](#)



V naší nabídce najdete i cenově **zvýhodněný balíček**, který obsahuje 1 ks pipety o objemu 2 – 20 μ l, 20 – 200 μ l a 100–1000 μ l, pipetovací špičky Gilson Diamond D200 Tipack 2 – 200 μ l a Gilson Diamond D1000 Tipack 100 – 1000 μ l a 3 ks držáčku.

Obj. číslo	Barevný kód	Objem [μ l]	Dělení [μ l]	Přesnost [μ l]	Dostupnost	Cena / ks
160 507 402 002	oranžový	0,2 – 2,0	0,01	$\pm 0,024 - 0,030$	1-2 týdny	6 634 Kč
160 507 402 010	červený	1 – 10	0,1	$\pm 0,025 - 0,100$	1-2 týdny	6 487 Kč
160 507 402 020	světle žlutý	2 – 20	0,1	$\pm 0,10 - 0,20$	1 ks	6 487 Kč 4 054 Kč
160 507 402 100	lososový	10 – 100	1	$\pm 0,35 - 0,80$	1-2 týdny	6 487 Kč
160 507 402 200	žlutý	20 – 200	1	$\pm 0,50 - 1,60$	1-2 týdny	6 487 Kč
160 507 402 901	modrý	100 – 1000	10	$\pm 3 - 8$	1-2 týdny	6 487 Kč
160 507 402 950	nachový	500 – 5000	10	$\pm 12 - 30$	1 ks	6 927 Kč 4 354 Kč
160 507 402 910	světle modrý	1000 – 10000	100	$\pm 30 - 60$	1-2 týdny	6 927 Kč

Cenově zvýhodněný balíček

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / sada
160 500 402 600	Startovací balíček	1x pipeta o objemu 2–20 µl, 20–200 µl a 100–1000 µl, pipetovací špičky Gilson Diamond Tipack 2–200 µl a 100–1000 µl, 3 ks držáčku	3-4 týdny	17 114 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Pipeta vícekanálová WITOPET economy, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Jednoduchá a robustní konstrukce pipety zaručuje velkou odolnost a snadnou manipulaci během pipetování. Proto je pipeta WITOPET economy vhodná pro školní účely a běžnou práci v laboratoři.

- 8 nebo 12 kanálů (vhodné pro 96jamkové destičky)
- nastavitelný objem
- autoklávatelná spodní část pipety (121 °C)
- snadná obsluha
- vysoká flexibilita (o 360° otočná pipetovací jednotka)
- ergonomický tvar
- snadno čistitelné
- prvotní ověření od výrobce
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#)

**8- a 12kanálové pipety Witeg WITOPET economy**

Obj. číslo	Objem [µl]	Počet kanálů	Dělení [µl]	Přesnost [µl]	Dostupnost	Cena / ks
160 500 403 101	0,5 - 10	8	0,1	±0,24	2-3 týdny	10 035 Kč
160 500 403 105	5 - 50	8	0,5	±1,0	2-3 týdny	10 035 Kč
160 500 403 130	50 - 300	8	1,0	±3,2	2-3 týdny	10 035 Kč
160 500 403 201	0,5 - 10	12	0,1	±0,24	2-3 týdny	10 451 Kč
160 500 403 205	5 - 50	12	0,5	±1,0	2-3 týdny	10 451 Kč
160 500 403 230	50 - 300	12	1,0	±3,2	2-3 týdny	10 451 Kč

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Witopet-pipette-economy-multi-channel-EN.pdf

Pipeta vícekanálová WITOPET premium, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Pipeta WITOPET premium s nejnovější pipetovací inovací za atraktivní cenu. Velmi pohodlné a jednoduché pipetování. Nastavitelné tlačítko pro leváky i praváky, které umožňuje odhazovat špičky. Vestavěné uzamykání pipetovaného objemu. Pipety WITOPET premium se také vyznačují vynikající přesností a precizností.



- 8 nebo 12 kanálů
- nastavitelný objem
- nejlepší ve své třídě (přesnost a odchylka lepší než požadavek DIN EN ISO 8655-2)
- skvělý poměr cena/výkon
- nastavitelný zámek objemu
- nastavitelné tlačítko vyhazování špiček
- nízká hmotnost
- snadná obsluha (potřeba jen malé síly pro pipetování)
- ergonomický tvar
- možnost recalibrace
- barevné rozlišení
- prvotní ověření od výrobce
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojan na pipety](#)

Obj. číslo	Barevný kód	Objem [μl]	Počet kanálů	Dělení [μl]	Přesnost [μl]	Dostupnost	Cena / ks
160 507 403 101	červený	0,5 - 10	8	0,1	±0,09 - 0,22	2-3 týdny	18 329 Kč
160 507 403 102	světle žlutý	2 - 20	8	0,1	±0,11 - 0,40	2-3 týdny	17 298 Kč
160 507 403 120	žlutý	20 - 200	8	1	±0,60 - 2,2	2-3 týdny	17 298 Kč
160 507 403 130	zelený	20 - 300	8	1	±1,1 - 3,3	2-3 týdny	17 298 Kč
160 507 403 201	červený	0,5 - 10	12	0,1	±0,09 - 0,22	2-3 týdny	20 943 Kč
160 507 403 202	světle žlutý	2 - 20	12	0,1	±0,11 - 0,40	2-3 týdny	19 874 Kč
160 507 403 220	žlutý	20 - 200	12	1	±0,60 - 2,2	2-3 týdny	19 874 Kč
160 507 403 230	zelený	20 - 300	12	1	±1,1 - 3,3	2-3 týdny	19 874 Kč

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Witopet-pipette-premium-multi-channel-EN.pdf

Stojan na pipety, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

- pro 5 jedno- i vícekanálových pipet WITOPET economy
- pro 7 jedno- i vícekanálových pipet WITOPET premium
- pro 7 jednokanálových pipet WITOPET professional
- pro 5 elektronických pipet WITOPET EP



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 500 406 205	Stojan pro 5 pipet Witeg WITOPET economy	2-3 týdny	1 347 Kč
160 504 061 077	Stojan pro 7 pipet Witeg WITOPET premium	2-3 týdny	2 761 Kč
160 500 406 107	Stojan pro 7 pipet Witeg WITOPET professional	2-3 týdny	2 761 Kč
160 500 406 105	Stojan pro 5 pipet Witeg WITOPET EP	2-3 týdny	4 745 Kč
160 500 406 206	Stojan pro 5 pipet Witeg WITOPET expert	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.