

MIKROSKLA KRYCÍ A PODLOŽNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Mikroskla krycí a podložní

Mikroskoplo podložní Labsolute

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- provedení: řezané nebo broušené okraje bez plošky nebo s 20mm bezbarvou či barevnou matovanou ploškou
- různé barvy matované plošky pro bezpečnou identifikaci vzorků
- materiál: sodnovápenaté sklo
- rozměry: 76 x 26 mm
- tloušťka: 1 mm
- dle DIN ISO 8037-1, 8037-2
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 50 ks



Podložní mikroskla s řezanými okraji

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 695 001	Řezané okraje, bez plošky	76 x 26 x 1	50	Skladem, do 1 týdne	56 Kč
120 647 695 002	Řezané okraje, 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	1-2 týdny	74 Kč
120 647 695 005	Řezané okraje, bílá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	89 Kč
120 647 695 006	Řezané okraje, modrá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	89 Kč
120 647 695 008	Řezané okraje, žlutá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	87 Kč
120 647 695 009	Řezané okraje, zelená 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	89 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podložní mikroskla s broušenými okraji

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
------------	-----------	--------------	-------------	------------	-------------

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 695 004	Broušené okraje, bez plošky	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	72 Kč
120 647 695 003	Broušené okraje, 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	1-2 týdny	85 Kč
120 647 695 012	Broušené okraje, bílá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	97 Kč
120 647 695 015	Broušené okraje, žlutá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	1-2 týdny	98 Kč
120 647 695 016	Broušené okraje, zelená 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	98 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mohlo by se hodit			
Pinzety, jehly a skalpely	Pipeta dle Pasteura	Stříčka s barevným uzávěrem	Další příslušenství
			

Mikrosklo podložní, Marienfeld

Materiál: Sodnovápenaté sklo Výrobci a značky: Marienfeld

- provedení: řezané nebo broušené okraje bez plošky nebo s oboustranně matovanou ploškou (cca 20 mm)
- materiál: sodnovápenaté sklo, III. hydrolytická třída
- rozměry: 76 x 26 mm
- tloušťka: 1 mm (tolerance $\pm 0,05$ mm)
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- dle DIN ISO 8037-1
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 50 ks



Podložní mikroskla s řezanými okraji

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 901 005 076	Řezané okraje, bez plošky	76 x 26	50	Skladem, do 1 týdne	61 Kč

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 901 005 078	Řezané okraje, oboustranně matovaná ploška	76 x 26	50	1-2 týdny	75 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podložní mikroskla s broušenými okraji

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 991 000 412	Broušené okraje, bez plošky	76 x 26	50	1-2 týdny	106 Kč
634 991 000 612	Broušené okraje, oboustranně matovaná ploška	76 x 26	50	1-2 týdny	122 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrosklo podložní UniMark s barevnou ploškou, Marienfeld

Materiál: Sodnovápenaté sklo

Výrobci a značky: Marienfeld

- provedení: řezané nebo broušené okraje, různé barvy matované plošky pro bezpečnou identifikaci vzorků
- materiál: sodnovápenaté sklo, III. hydrolytická třída
- rozměry: 76 x 26 mm
- tloušťka: 1 mm (tolerance $\pm 0,05$ mm)
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- možnost použití v automatizovaných systémech
- dle DIN ISO 8037-1
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 50 ks



Obj. číslo	Provedení	Barva plošky	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 703 110	Řezané okraje	Žlutá	76 x 26	50	3-4 týdny	124 Kč
634 990 704 002	Broušené okraje	Bílá	76 x 26	50	3-4 týdny	173 Kč
634 990 704 502	Broušené okraje	Oranžová	76 x 26	50	3-4 týdny	173 Kč
634 990 704 202	Broušené okraje	Zelená	76 x 26	50	3-4 týdny	173 Kč
634 990 704 402	Broušené okraje	Růžová	76 x 26	50	3-4 týdny	173 Kč

Obj. číslo	Provedení	Barva plošky	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 704 302	Broušené okraje	Modrá	76 x 26	50	3-4 týdny	173 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrosklo podložní s jamkami, Marienfeld

Materiál: Sodnovápenaté sklo Výrobci a značky: Marienfeld

- provedení: broušené okraje, matovaná ploška (cca 20 mm), 10 jamek o průměru 5 mm
- materiál: sodnovápenaté sklo, III. hydrolytická třída, epoxidová pryskyřice (barva: modrá nebo černá; odolnost vůči rozpouštědlům)
- rozměry: 76 x 26 mm
- tloušťka: 1 mm (tolerance $\pm 0,05$ mm)
- dobře smáčitelné reakční jamky
- vhodné pro diagnostiku
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- dle DIN ISO 8037-1
- **informace k dodávce:** mikrosklo jsou dodávána v balení po 50 ks



Obj. číslo	Provedení	Barva masky	Průměr jamky [mm]	Počet jamek	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 991 216 561	Broušené okraje, matovaná ploška	Modrá	5	10	50	3-4 týdny	2 731 Kč
634 991 216 560	Broušené okraje, matovaná ploška	Černá	5	10	50	3-4 týdny	2 731 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrosklo krycí Economy

- různé rozměry
- **informace k dodávce:** mikrosklo jsou dodávána v balení po 100 ks

i Jedná se o ekonomickou variantu mikroskel. Skla jsou nemytá, nesterilizovaná a mohou se tak na nich vyskytnout občasné šmouhy či nečistoty. Jsou vhodná zejména pro nenáročného uživatele (jsou ideální např. do školních laboratoří).



Obj. číslo	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 318 180	18 x 18	0,13 - 0,16	100	1-2 týdny	43 Kč
120 640 092 020	20 x 20	0,09 - 0,13	100	1-2 týdny	49 Kč
120 642 732 222	22 x 22	0,13 - 0,16	100	Skladem, do 1 týdne	39 Kč
120 640 162 424	24 x 24	0,16 - 0,19	100	1-2 týdny	73 Kč
120 642 732 432	24 x 32	0,13 - 0,16	100	1-2 týdny	77 Kč
120 640 132 450	24 x 50	0,13 - 0,16	100	1-2 týdny	99 Kč
120 642 732 460	24 x 60	0,13 - 0,16	100	1-2 týdny	106 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrosklo krycí Labsolute

- různé rozměry
- tloušťka: 0,13 - 0,16 mm
- materiál: borosilikátové sklo 3.3, I. hydrolytická třída
- dle DIN ISO 8255-1
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v plastových krabičkách s odklápěcím víčkem v balení po 100 nebo 200 ks (dle rozměru)



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 695 022	Mikrosklo krycí	15 x 15	200	1-2 týdny	80 Kč
120 647 695 023	Mikrosklo krycí	18 x 18	200	1-2 týdny	79 Kč
120 647 695 024	Mikrosklo krycí	20 x 20	200	1-2 týdny	91 Kč
120 647 695 025	Mikrosklo krycí	22 x 22	200	1-2 týdny	221 Kč
120 647 695 026	Mikrosklo krycí	24 x 24	200	1-2 týdny	124 Kč
120 647 695 027	Mikrosklo krycí	21 x 26	200	3-4 týdny	122 Kč
120 647 695 028	Mikrosklo krycí	24 x 32	100	3-4 týdny	99 Kč
120 647 695 029	Mikrosklo krycí	24 x 40	100	1-2 týdny	115 Kč
120 647 695 030	Mikrosklo krycí	24 x 50	100	1-2 týdny	132 Kč
120 647 695 031	Mikrosklo krycí	24 x 60	100	3-4 týdny	153 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mohlo by se hodit			
Pinzety, jehly a skalpely	Pipeta dle Pasteura	Stříčka s barevným uzávěrem	Další příslušenství



Mikroskop krycí, Marienfeld

Materiál: Borosilikátové sklo 5.1

Výrobci a značky: Marienfeld

- různé rozměry
- tloušťka: 0,13 - 0,16 mm
- materiál: chemicky odolné borosilikátové sklo D 263, I. hydrolytická třída
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- dle DIN ISO 8255
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 1000 ks (v papírové krabici je 10 ks plastových boxů obsahujících 100 mikroskopel)



Krycí mikroskla ve 2dílných plastových boxech (v papírové krabici je 10 ks plastových boxů obsahujících 100 mikroskopel)

Obj. číslo	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 101 000	12 x 12	1000	3-4 týdny	471 Kč
634 990 101 010	15 x 15	1000	Kontaktujte nás	
634 990 101 020	16 x 16	1000	3-4 týdny	478 Kč
634 990 101 030	18 x 18	1000	Skladem, do 1 týdne	424 Kč
634 990 101 040	20 x 20	1000	1-2 týdny	557 Kč
634 990 101 050	22 x 22	1000	1-2 týdny	580 Kč
634 990 101 060	24 x 24	1000	1-2 týdny	738 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Krycí mikroskla v plastových boxech s výklopným víčkem (v papírové krabici je 10 ks plastových boxů obsahujících 100 mikroskopel)

Obj. číslo	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 101 102	22 x 30	1000	Kontaktujte nás	
634 990 101 112	22 x 32	1000	Kontaktujte nás	
634 990 101 122	22 x 40	1000	3-4 týdny	1 123 Kč
634 990 101 142	22 x 50	1000	3-4 týdny	1 310 Kč
634 990 101 152	22 x 60	1000	Kontaktujte nás	

Obj. číslo	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 101 172	24 x 32	1000	3-4 týdny	961 Kč
634 990 101 182	24 x 36	1000	3-4 týdny	1 116 Kč
634 990 101 192	24 x 40	1000	3-4 týdny	1 160 Kč
634 990 101 202	24 x 46	1000	3-4 týdny	1 317 Kč
634 990 101 212	24 x 48	1000	3-4 týdny	1 357 Kč
634 990 101 222	24 x 50	1000	Skladem, do 1 týdne	1 349 Kč
634 990 101 232	24 x 55	1000	3-4 týdny	1 483 Kč
634 990 101 242	24 x 60	1000	3-4 týdny	1 572 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 634 990 101 222	Mikroskop krycí, Marienfeld, Rozměry [mm]: 24 x 50, Balení [ks]: 1000	Nové	6 bal.	1 349 Kč 1 214 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikroskop krycí pro fluorescenci, Marienfeld

Materiál: Borosilikátové sklo 5.1 Výrobci a značky: Marienfeld

- rozměry: 24 x 50 nebo 24 x 60 mm
- tloušťka: 0,085 - 0,115 mm
- materiál: chemicky odolné borosilikátové sklo D 263, I. hydrolytická třída
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- vhodné pro fluorescenční mikroskopii
- dle DIN ISO 8255
- **informace k dodávce:** mikroskopa jsou dodávána v balení po 1000 ks (v papírové krabici je 10 ks plastových boxů obsahujících 100 mikroskopel)



Obj. číslo	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 102 222	24 x 50	1000	4-6 týdnů	1 900 Kč
634 990 102 242	24 x 60	1000	3-4 týdny	1 748 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikroskop krycí kruhové, Marienfeld

Materiál: Borosilikátové sklo 5.1 Výrobci a značky: Marienfeld

- průměr: 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 a 24 mm
- tloušťka: 0,13 - 0,16 mm
- materiál: chemicky odolné borosilikátové sklo D 263, I. hydrolytická třída
- vhodné pro fluorescenční mikroskopii
- dle DIN ISO 8255
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 1000 ks (v papírové krabičce je 10 ks plastových boxů obsahujících 100 mikroskel)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 111 500	10	1000	3-4 týdny	1 520 Kč
634 990 111 520	12	1000	1-2 týdny	1 492 Kč
634 990 111 550	15	1000	3-4 týdny	1 679 Kč
634 990 111 560	16	1000	3-4 týdny	1 812 Kč
634 990 111 580	18	1000	3-4 týdny	1 807 Kč
634 990 111 600	20	1000	3-4 týdny	2 035 Kč
634 990 111 620	22	1000	3-4 týdny	2 217 Kč
634 990 111 640	24	1000	3-4 týdny	2 475 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.