

Mikrosklo krycí kruhové, Marienfeld

Materiál: Borosilikátové sklo 5.1

Výrobci a značky: Marienfeld

- průměr: 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 a 24 mm
- tloušťka: 0,13 - 0,16 mm
- materiál: chemicky odolné borosilikátové sklo D 263, I. hydrolytická třída
- vhodné pro fluorescenční mikroskopii
- dle DIN ISO 8255
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 1000 ks (v papírové krabici je 10 ks plastových boxů obsahujících 100 mikroskopel)



Obj. číslo	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 111 500	10	1000	3-4 týdny	1 520 Kč
634 990 111 520	12	1000	1-2 týdny	1 492 Kč
634 990 111 550	15	1000	3-4 týdny	1 679 Kč
634 990 111 560	16	1000	3-4 týdny	1 812 Kč
634 990 111 580	18	1000	3-4 týdny	1 807 Kč
634 990 111 600	20	1000	3-4 týdny	2 035 Kč
634 990 111 620	22	1000	3-4 týdny	2 217 Kč
634 990 111 640	24	1000	3-4 týdny	2 475 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.