

Mikroskop krycí Labsolute

- různé rozměry
- tloušťka: 0,13 - 0,16 mm
- materiál: borosilikátové sklo 3.3, I. hydrolytická třída
- dle DIN ISO 8255-1
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v plastových krabičkách s odklápěcím víčkem v balení po 100 nebo 200 ks (dle rozměru)



Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 695 022	Mikroskop krycí	15 x 15	200	1-2 týdny	80 Kč
120 647 695 023	Mikroskop krycí	18 x 18	200	1-2 týdny	79 Kč
120 647 695 024	Mikroskop krycí	20 x 20	200	1-2 týdny	91 Kč
120 647 695 025	Mikroskop krycí	22 x 22	200	1-2 týdny	221 Kč
120 647 695 026	Mikroskop krycí	24 x 24	200	1-2 týdny	124 Kč
120 647 695 027	Mikroskop krycí	21 x 26	200	3-4 týdny	122 Kč
120 647 695 028	Mikroskop krycí	24 x 32	100	3-4 týdny	99 Kč
120 647 695 029	Mikroskop krycí	24 x 40	100	1-2 týdny	115 Kč
120 647 695 030	Mikroskop krycí	24 x 50	100	1-2 týdny	132 Kč
120 647 695 031	Mikroskop krycí	24 x 60	100	3-4 týdny	153 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mohlo by se hodit			
Pinzety, jehly a skalpely	Pipeta dle Pasteura	Stříčka s barevným uzávěrem	Další příslušenství