

Mikrosklo krycí pro fluorescenci, Marienfeld

Materiál: Borosilikátové sklo 5.1

Výrobci a značky: Marienfeld

- rozměry: 24 x 50 nebo 24 x 60 mm
- tloušťka: 0,085 - 0,115 mm
- materiál: chemicky odolné borosilikátové sklo D 263, I. hydrolytická třída
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- vhodné pro fluorescenční mikroskopii
- dle DIN ISO 8255
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 1000 ks (v papírové krabici je 10 ks plastových boxů obsahujících 100 mikroskel)



Obj. číslo	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 102 222	24 x 50	1000	4-6 týdnů	1 900 Kč
634 990 102 242	24 x 60	1000	3-4 týdny	1 748 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.