

Mikroskoplo podložní Labsolute

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- provedení: řezané nebo broušené okraje bez plošky nebo s 20mm bezbarvou či barevnou matovanou ploškou
- různé barvy matované plošky pro bezpečnou identifikaci vzorků
- materiál: sodnovápenaté sklo
- rozměry: 76 x 26 mm
- tloušťka: 1 mm
- dle DIN ISO 8037-1, 8037-2
- **informace k dodávce:** mikroskla jsou dodávána v balení po 50 ks



Podložní mikroskla s řezanými okraji

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 695 001	Řezané okraje, bez plošky	76 x 26 x 1	50	Skladem, do 1 týdne	56 Kč
120 647 695 002	Řezané okraje, 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	1-2 týdny	74 Kč
120 647 695 005	Řezané okraje, bílá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	89 Kč
120 647 695 006	Řezané okraje, modrá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	89 Kč
120 647 695 008	Řezané okraje, žlutá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	87 Kč
120 647 695 009	Řezané okraje, zelená 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	89 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podložní mikroskla s broušenými okraji

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 695 004	Broušené okraje, bez plošky	76 x 26 x 1	50	1-2 týdny	72 Kč

Obj. číslo	Provedení	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 695 003	Broušené okraje, 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	1-2 týdny	85 Kč
120 647 695 012	Broušené okraje, bílá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	97 Kč
120 647 695 015	Broušené okraje, žlutá 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	1-2 týdny	98 Kč
120 647 695 016	Broušené okraje, zelená 20mm matovaná ploška	76 x 26 x 1	50	3-4 týdny	98 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mohlo by se hodit			
Pinzety, jehly a skalpely	Pipeta dle Pasteura	Stříčka s barevným uzávěrem	Další příslušenství
			