

Mikroskop školní Kern OBS 106

Výrobci a značky: KERN

Pro použití v hodinách biologie Skvělý poměr cena/kvalita

Mikroskop OBS 106 je díky odolné konstrukci a jednoduchému ovládání ideální volbou do školních laboratoří. Je vhodný pro tenké, vysoce kontrastní a méně složité řezy (např. preparáty rostlinných pletiv, barvené řezy buňkou apod.). K jeho výhodám patří i možnost provozu na baterie a skvělý poměr cena/kvalita.



Základní charakteristika školního mikroskopu Kern OBS 106:

- otočná binokulární hlavička, úhel vzhledu 30°
- 2x širokoúhlý okulár WF 10x/18 mm, možnost nastavení dioptrické korekce na obou okulárech
- achromatické objektivy
- hrubý a jemný zaostřovací systém
- výškově nastavitelný kondenzor s irisovou clonou a držákem filtru
- 0,5 W LED osvětlení
- optika s antibakteriální vrstvou
- robustní konstrukce, ergonomický design
- možnost provozu na baterie
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér, dobíjecí baterie a modrý filtr

Technické údaje		
Okulár		2x širokoúhlý WF 10x/18 mm
Vzdálenost mezi okuláry		nastavitelný oční rozestup 55 – 75 mm, dioptrické doostřování obou okulárů
Hlavička	Typ:	binokulární, otočná o 360°
	Úhel vzhledu:	30°
Hlava		revolverová, pro 4 objektivy
Objektivy		achromatické
Zvětšení objektivů		4x/10x/40x
Zorné pole		18 mm
Osvětlení		0,5 W LED
Stolek	Typ:	posuvný
	Rozměry (š x h):	115 x 125 mm
Stativ		s pevným ramenem, oboustranné zaostřování
Kondenzor		výškově nastavitelný Abbe N.A. 1.25 s irisovou clonou

Napájení	dobíjecí baterie, napájecí adaptér
----------	------------------------------------

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 950 621 106	OBS 106	Binokulární otočná hlavice, 2x širokoúhlý okulár WF 10x/18 mm, 3 achromatické objektivy (zvětšení 4x/10x/40x)	2-3 týdny	7 410 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Kern-School-Microscope-OBS-106-EN.pdf