

Mikroskop stereoskopický Euromex AP

Náš TIP

Výrobci a značky: Euromex

Stereoskopické mikroskopy Euromex řady AP jsou speciálně navrženy pro vzdělávací účely. Jsou vybaveny širokoúhlými okuláry, vyměnitelnými objektivy a vynikají robustní konstrukcí.

Základní charakteristika stereoskopických mikroskopů řady AP:

- binokulární hlavice ve svislém provedení nebo s úhlem vzhledu 45°
- achromatický objektiv v revolverovém nosiči
- pracovní vzdálenost cca 80 mm
- ergonomický design
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu



Technické údaje					
Typ	AP-1	AP-2	AP-4	AP-5	AP-7
Okulár	2x širokoúhlý WF 10x / 20 mm, očné				
Vzdálenosť medzi okulármi	nastaviteľný optický rozstup 55 – 75 mm, dioptrické doostrovávanie jedného okuláru				
Hlavice	binokulárny, horný vzhľad		binokulárny, uhol vzhľadu 45°		
Objektív	párový achromatický, vymeniteľný, v základnom prevedení zväčšujúci 2x			párový achromatický, vymeniteľný, v základnom prevedení zväčšujúci 1x a 3x	
Celkové zväčšenie	20x			10x, 30x	
Zorné pole	10 mm			Ø 20 mm, Ø 6,7 mm	
Osvetlenie	ne	horný (halogenová žiarovka 10 W/12 V)		horný a dolný (halogenová žiarovka 12 V/10 W)	
Stolek	s pružnými držiakmi preparátu				
Statív	tyčový (zaostrovávanie posuvom hlavice pomocou pastorku s ozubnicou)				
Napájanie	napájací adaptér 100 – 240 V				
Informácie k dodávke	súčasťou dodávky je napájací adaptér, kryt proti prachu, návod; všetko zabalené v lisovanom polystyrenovom boxe				

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 133 050 890	Binokulární mikroskop AP-1, horní vhléd, objektiv zvětšující 2x, stativ bez osvětlení	3-4 týdny	3 489 Kč
396 133 050 900	Binokulární mikroskop AP-2, horní vhléd, objektiv zvětšující 2x, stativ s horním osvětlením	3-4 týdny	4 099 Kč
396 133 050 915	Binokulární mikroskop AP-4, úhel vhledu 45°, objektiv zvětšující 2x, stativ s horním osvětlením	3-4 týdny	4 761 Kč
396 133 050 920	Binokulární mikroskop AP-5, úhel vhledu 45°, objektiv zvětšující 2x, stativ s dolním i horním osvětlením	3-4 týdny	5 198 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 133 050 925	Binokulární mikroskop AP-7, úhel vzhledu 45°, objektiv zvětšující 1x a 3x, stativ s dolním i horním osvětlením	3-4 týdny	5 528 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-AP-EN.pdf