

## Mikroskop stereoskopický Euromex AP

Náš TIP Výrobci a značky: Euromex

Stereoskopické mikroskopy Euromex řady AP jsou speciálně navrženy pro vzdělávací účely. Jsou vybaveny širokoúhlými okuláry, vyměnitelnými objektivy a vynikají robustní konstrukcí.

### Základní charakteristika stereoskopických mikroskopů řady AP:

- binokulární hlavice ve svislém provedení nebo s úhlem vzhledu 45°
- achromatický objektiv v revolverovém nosiči
- pracovní vzdálenost cca 80 mm
- ergonomický design
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu



Technické údaje					
Typ	AP-1	AP-2	AP-4	AP-5	AP-7
Okulár	2x širokoúhlý WF 10x / 20 mm, očné				
Vzdálenost mezi okuláry	nastavitelný oční rozstup 55 - 75 mm, dioptrické doostřování jednoho okuláru				
Hlavice	binokulární, horní vhléd		binokulární, úhel vhlédu 45°		
Objektiv	párový achromatický, vyměnitelný, v základním provedení zvětšující 2x			párový achromatický, vyměnitelný, v základním provedení zvětšující 1x a 3x	
Celkové zvětšení	20x			10x, 30x	
Zorné pole	10 mm			Ø 20 mm, Ø 6,7 mm	
Osvětlení	ne	horní (halogenová žárovka 10 W/12 V)		horní a dolní (halogenová žárovka 12 V/10 W)	
Stolek	s pružnými držáky preparátu				
Stativ	tyčový (zaostřování posuvem hlavice pomocí pastorku s ozubnicí)				
Napájení	napájecí adaptér 100 - 240 V				
Informace k dodávce	součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu				

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 133 050 890	Binokulární mikroskop AP-1, horní vhléd, objektiv zvětšující 2x, stativ bez osvětlení	3-4 týdny	3 489 Kč
396 133 050 900	Binokulární mikroskop AP-2, horní vhléd, objektiv zvětšující 2x, stativ s horním osvětlením	3-4 týdny	4 099 Kč
396 133 050 915	Binokulární mikroskop AP-4, úhel vhlédu 45°, objektiv zvětšující 2x, stativ s horním osvětlením	3-4 týdny	4 761 Kč
396 133 050 920	Binokulární mikroskop AP-5, úhel vhlédu 45°, objektiv zvětšující 2x, stativ s dolním i horním osvětlením	3-4 týdny	5 198 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
396 133 050 925	Binokulární mikroskop AP-7, úhel vzhledu 45°, objektiv zvětšující 1x a 3x, stativ s dolním i horním osvětlením	3-4 týdny	5 528 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Soubory ke stažení**

 Data-Sheet-Euromex-AP-EN.pdf