

Mikroskop stereoskopický Euromex AP

Náš TIP

Výrobci a značky: Euromex

Stereoskopické mikroskopy Euromex řady AP jsou speciálně navrženy pro vzdělávací účely. Jsou vybaveny širokoúhlými okuláry, vyměnitelnými objektivy a vynikají robustní konstrukcí.

Základní charakteristika stereoskopických mikroskopů řady AP:

- binokulární hlavice ve svislém provedení nebo s úhlem vzhledu 45°
- achromatický objektiv v revolverovém nosiči
- pracovní vzdálenost cca 80 mm
- ergonomický design
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu



| Technické údaje | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|------|
| Typ | AP-1 | AP-2 | AP-4 | AP-5 | AP-7 |
| Okulár | 2x širokoúhlý WF 10x / 20 mm, očné | | | | |
| Vzdálenost mezi okuláry | nastavitelný oční rozstup 55 - 75 mm, dioptické doostřování jednoho okuláru | | | | |
| Hlavice | binokulární, horní vhled | | binokulární, úhel vzhledu 45° | | |
| Objektiv | párový achromatický, vyměnitelný, v základním provedení zvětšující 2x | | | párový achromatický, vyměnitelný, v základním provedení zvětšující 1x a 3x | |
| Celkové zvětšení | 20x | | | 10x, 30x | |
| Zorné pole | 10 mm | | | Ø 20 mm, Ø 6,7 mm | |
| Osvětlení | ne | horní (halogenová žárovka 10 W/12 V) | | horní a dolní (halogenová žárovka 12 V/10 W) | |
| Stolek | s pružnými držáky preparátu | | | | |
| Stativ | tyčový (zaostřování posuvem hlavice pomocí pastorku s ozubnicí) | | | | |
| Napájení | napájecí adaptér 100 - 240 V | | | | |
| Informace k dodávce | součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu | | | | |

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|-----------|
| 396 133 050 890 | Binokulární mikroskop AP-1, horní vhled, objektiv zvětšující 2x, stativ bez osvětlení | 3-4 týdny | 3 489 Kč |
| 396 133 050 900 | Binokulární mikroskop AP-2, horní vhled, objektiv zvětšující 2x, stativ s horním osvětlením | 3-4 týdny | 4 099 Kč |
| 396 133 050 915 | Binokulární mikroskop AP-4, úhel vzhledu 45°, objektiv zvětšující 2x, stativ s horním osvětlením | 3-4 týdny | 4 761 Kč |
| 396 133 050 920 | Binokulární mikroskop AP-5, úhel vzhledu 45°, objektiv zvětšující 2x, stativ s dolním i horním osvětlením | 3-4 týdny | 5 198 Kč |

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 396 133 050 925 | Binokulární mikroskop AP-7, úhel vzhledu 45°, objektiv zvětšující 1x a 3x, stativ s dolním i horním osvětlením | 3-4 týdny | 5 528 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-AP-EN.pdf