

Mikroskop stereoskopický Euromex StereoBlue, Popis: Binokulární mikroskop StereoBlue SB.1902-U, objektiv se zoomem 0,7x - 4,5x, teleskopický stativ bez osvětlení

Náš TIP

Výrobci a značky: Euromex

Stereoskopické mikroskopy Euromex řady StereoBlue zahrnují modely s binokulární nebo trinokulární hlavicí s nastavitelným očním rozestupem a dioptrickým doostřováním jednoho nebo obou okulárů. Díky kvalitní optice a robustní konstrukci jsou vhodné do všech typů laboratoří, včetně školních.

Základní charakteristika stereoskopických mikroskopů řady StereoBlue:



- otočná binokulární nebo trinokulární hlavička, úhel vzhledu 45°
- možnost nastavení dioptrické korekce na obou okulárech (kromě modelů SB.1302 a SB.1302-P)
- achromatický objektiv v revolverovém nosiči
- pracovní vzdálenost 100 mm
- ergonomický design a madlo pro snadné přenášení (pouze modely s pevným ramenem)
- podrobnější technické informace a další typy mikroskopů řady StereoBlue naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

Technické údaje mikroskopů Euromex StereoBlue s binokulární hlavicí			
Typ	SB.1302	SB.1302-P	SB.1902-U
Okulár	2x širokouhlý WF 10x / 20 mm, s gumovými očníci		
Vzdálenost mezi okuláry	nastavitelný oční rozestup 55 – 75 mm, dioptrické doostřování jednoho okuláru		nastavitelný oční rozestup 55 – 75 mm, dioptrické doostřování obou okulárů
Hlavička	binokulární otočná o 360°, úhel vzhledu 45°		
Objektivy	párové achromatické v revolverovém nosiči		párové achromatické se zoom, plynulý posuv 0,7x – 4,5x
Celkové zvětšení	10x, 30x		7x – 45x
Zorné pole	Ø 20 mm, Ø 6,6 mm		4,4 – 28,5 mm (podle nastavené hodnoty zvětšení)
Osvětlení	dopadající a procházející 3W LED, možnost provozu obou světél současně, nezávislá plynulá regulace intenzity jasu obou světél		bez osvětlení
Stolek	s pružnými držáky preparátu, podložní deska matová a černobílá (Ø 60 mm)		bez pružných držáků

Stativ	s pevným ramenem, zaostřování makroposuv	tyčový posuvný	tyčový teleskopický
Napájení	napájecí adaptér 100 – 240 V		
Informace k dodávce	součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, podložní deska matová a černobílá Ø 60 mm, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu	součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu	

Technické údaje mikroskopů Euromex StereoBlue s trinokulární hlavicí			
Typ	SB.1903	SB.1903-U	SB.3903-P
Okulár	2x širokoúhlý WF 10x / 20 mm, s gumovými očními		
Vzdálenost mezi okuláry	nastavitelný oční rozestup 55 – 75 mm, dioptrické doostřování obou okulárů		
Hlavice	trinokulární otočná o 360°, úhel vzhledu 45°		
Objektivy	achromatické se zoom, plynulý posuv 0,7x – 4,5x		
Celkové zvětšení	7x – 45x		
Zorné pole	4,4 – 28,5 mm (podle nastavené hodnoty zvětšení)		
Osvětlení	dopadající a procházející 3W LED, fixní světlo (50:50)	bez osvětlení	dopadající a procházející 3W LED, fixní světlo (50:50)
Stolek	s pružnými držáky preparátu, podložní deska matová a černobílá (Ø 60 mm)	bez pružných držáků	s pružnými držáky preparátu, podložní deska matová a černobílá (Ø 60 mm)
Stativ	s pevným ramenem, zaostřování makroposuv	tyčový teleskopický	tyčový posuvný
Napájení	napájecí adaptér 100 – 240 V		
Informace k dodávce	součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, podložní deska matová a černobílá Ø 60 mm, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu	součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu	součástí dodávky je napájecí adaptér, kryt proti prachu, podložní deska matová a černobílá Ø 60 mm, návod; vše zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Mikroskopy s binokulární hlavicí:			
457 871 213 020	Binokulární mikroskop StereoBlue SB.1302, objektiv zvětšující 1x a 3x, pevný stativ	3-4 týdny	9 052 Kč
457 871 213 027	Binokulární mikroskop StereoBlue SB.1302-P, objektiv zvětšující 1x a 3x, tyčový posuvný stativ	3-4 týdny	8 729 Kč
457 871 219 023	Binokulární mikroskop StereoBlue SB.1902-U, objektiv se zoomem 0,7x – 4,5x, teleskopický stativ bez osvětlení	3-4 týdny	17 911 Kč
Mikroskopy s trinokulární hlavicí:			

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 871 219 030	Trinokulární mikroskop StereoBlue SB.1903, objektiv se zoomem 0,7x – 4,5x, pevný stativ	3-4 týdny	14 904 Kč
457 871 219 033	Trinokulární mikroskop StereoBlue SB.1903-U, objektiv se zoomem 0,7x – 4,5x, teleskopický stativ bez osvětlení	3-4 týdny	20 174 Kč
457 871 239 037	Trinokulární mikroskop StereoBlue SB.3903-P, objektiv se zoomem 0,7x – 4,5x, tyčový posuvný stativ	3-4 týdny	16 618 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-StereoBlue-EN.pdf