

## Mikrostríkačka Hamilton série 7000 s ostrým hrotem (pst2)

Výrobci a značky: Hamilton

Mikrostríkačka je určena pro dávkování velmi malých objemů. Píst se pohybuje přímo v jehle (minimální mrtvý objem).



- standardní délka jehly u této série je 70 mm
- jehla není vyměnitelná
- na stríkačky této série nepasují běžné RN, TL ani TLL jehly
- náhradní jehly a písty Vám rádi nabídneme na základě poptávky

Obj. číslo	Typ	Objem [μl]	Dělení [μl]	Dostupnost	Cena / ks
<b>KH provedení - výměnná jehla:</b>					
396 665 086 259	7000.5 KH	0,5	0,005	3-4 týdny	3 988 Kč
396 665 080 135	7001 KH	1	0,01	3-4 týdny	3 080 Kč
396 665 088 011	7105 KH	5	0,05	3-4 týdny	3 520 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*