

## Mikroteploměr tyčinkový

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 4 - 5 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 212 181 001	0 ... 100	0,5	200	1-2 týdny	320 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*