

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Destičky mikrotitrační > Mikrotitrační destička, 96 jamek

Mikrotitrační destička, 96 jamek

Materiál: PS

Mikrotitrační destičky U a P jsou určeny k provádění diagnostických vyšetření v laboratořích.

- materiál: PS čirý
- 96 jamek (8 řad po 12 jamkách)
- jamky označeny číslicemi a písmeny
- rozměr jamky (průměr x hloubka): 7 x 9,7 mm
- rozměry destičky: 86 x 128 mm
- výška destičky i s víkem: 18 mm



Obj. číslo	Typ	Tvar dna	Popis	Víko	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 440 953	96 U	Vyduté	Nesterilní	Ne	240	3-4 týdny	3 161 Kč
130 690 440 916	96 U	Vyduté	Dezinfekce persterilem	Ne	240	3-4 týdny	3 099 Kč
130 690 440 954	96 P	Ploché	Nesterilní	Ne	240	3-4 týdny	3 007 Kč
130 690 440 917	96 P	Ploché	Dezinfekce persterilem	Ne	240	3-4 týdny	3 024 Kč
130 690 440 920	96 P	Ploché	Pro Elisa testy, nesterilní	Ano	160	3-4 týdny	3 934 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víko k mikrotitračním destičkám

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 690 440 921	Víko, nesterilní	100	3-4 týdny	902 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.