

Mikrotom ruční pro přípravu mikroskopických preparátů, Typ: Válcový, Popis: S kulatým stolkem s rovným povrchem z černého skla, Ø 70 mm, nastavení tloušťky řezu po 0,01 mm, včetně plankonkávního nože a dřevěné krabičky

Výrobci a značky: Euromex

Ruční mikrotomy mají velmi ostré ostří a slouží pro snadnou přípravu základních mikroskopických preparátů.



- 2 typy: válcový a krabicový
- válcový: kulatý stolek o Ø 70 mm, rovný povrch z černého skla; mikrometrický šroub, posuv 0,01 mm
- krabicový: integrovaná svorka pro přichycení k pracovní desce, řez zajišťuje vložená běžná žiletka; nastavení tloušťky řezu po 0,025 mm
- **informace k dodávce:** válcový typ lze koupit samostatně nebo v dřevěné krabičce v sadě s plankonkávním nožem

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [krycí a podložní mikroskla](#), [soupravy](#) a [boxy](#) pro přípravu mikroskopických preparátů.

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|--|------------|-----------|
| 457 870 425 501 | Válcový | S kulatým stolkem s rovným povrchem z černého skla, Ø 70 mm, nastavení tloušťky řezu po 0,01 mm | 3-4 týdny | 2 999 Kč |
| 457 870 425 500 | Válcový | S kulatým stolkem s rovným povrchem z černého skla, Ø 70 mm, nastavení tloušťky řezu po 0,01 mm, včetně plankonkávního nože a dřevěné krabičky | 3-4 týdny | 3 775 Kč |
| 457 870 425 503 | Krabicový | S držákem žiletky a svorkou pro uchycení k desce stolu, nastavení tloušťky řezu po 0,025 mm, včetně dřevěné krabičky | 3-4 týdny | 9 438 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.