

Mikrotom ruční pro přípravu mikroskopických preparátů, Typ: Krabicový, Popis: S držákem žiletky a svorkou pro uchycení k desce stolu, nastavení tloušťky řezu po 0,025 mm, včetně dřevěné krabičky

Výrobci a značky: Euromex

Ruční mikrotomy mají velmi ostré ostří a slouží pro snadnou přípravu základních mikroskopických preparátů.



- 2 typy: válcový a krabicový
- válcový: kulatý stolek o Ø 70 mm, rovný povrch z černého skla; mikrometrický šroub, posuv 0,01 mm
- krabicový: integrovaná svorka pro přichycení k pracovní desce, řez zajišťuje vložená běžná žiletka; nastavení tloušťky řezu po 0,025 mm
- **informace k dodávce:** válcový typ lze koupit samostatně nebo v dřevěné krabičce v sadě s plankonkávním nožem

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [krycí a podložní mikroskla](#), [soupravy](#) a [boxy](#) pro přípravu mikroskopických preparátů.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 870 425 501	Válcový	S kulatým stolem s rovným povrchem z černého skla, Ø 70 mm, nastavení tloušťky řezu po 0,01 mm	3-4 týdny	2 999 Kč
457 870 425 500	Válcový	S kulatým stolem s rovným povrchem z černého skla, Ø 70 mm, nastavení tloušťky řezu po 0,01 mm, včetně plankonkávního nože a dřevěné krabičky	3-4 týdny	3 775 Kč
457 870 425 503	Krabicový	S držákem žiletky a svorkou pro uchycení k desce stolu, nastavení tloušťky řezu po 0,025 mm, včetně dřevěné krabičky	3-4 týdny	9 438 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.