

## Mikrozukumavka centrifugační, objem 5 ml, PP

- materiál: PP, bez RNáz, DNáz a pyrogenů
- provedení: čirá, čirá s nízkou retencí nebo hnědá (jantarová) pro vzorky citlivé na světlo
- graduace, kónické dno, ploché víčko
- nesterilní
- max. RCF: 20 000 x g
- teplotní odolnost až do -86 °C
- autoklávovatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozukumavky jsou dodávány v hromadném balení po 50 nebo 100 kusech



**i** Pro inkubace nad 80 °C se doporučuje zkumavku uzavřít bezpečnostní svorkou.

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukumavky](#), [chladicí boxy](#), [mikropipety](#), [nádobky na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

### Centrifugační mikrozukumavky o objemu 5 ml

Obj. číslo	Provedení	Sterilní	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 740	Čirá	Ne	20 000 x g	100	1-2 týdny	166 Kč
130 647 696 741	Čirá, s nízkou retencí	Ne	20 000 x g	50	6-8 týdnů	166 Kč
130 647 696 742	Hnědá, pro vzorky citlivé na světlo	Ne	20 000 x g	100	1-2 týdny	216 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Plastové bezpečnostní svorky

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 749	Plastová bezpečnostní svorka pro 5ml mikrozukumavky	100	3-4 týdny	505 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*