

## Mikrozukumavka centrifugační, PP

Materiál: PP

- objem: 0,5 ml (kónické dno), 1,5 ml (kónické dno), 2,0 ml (kulaté dno)
- materiál: čirý PP bez RNáz, DNáz a pyrogenů
- nesterilní
- graduace (mimo objem 0,5 ml), ploška na popis, propíchnutelné víčko
- snadné otevírání/zavírání víčka
- max. RCF: 20 000 x g (objem 0,5 ml) nebo 25 000 x g (objem 1,5 a 2,0 ml)
- autoklávovatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozukumavky jsou dodávány v hromadném balení po 500 nebo 1000 kusech



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukumavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádobky na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 734	0,5	S kónickým dnem	1000	1-2 týdny	471 Kč
130 647 696 753	1,5	S kónickým dnem	500	3-4 týdny	195 Kč
130 647 696 754	2,0	S kulatým dnem	500	3-4 týdny	281 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*