

## Mikrozkumavka centrifugační s uzávěrem safe-lock, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 0,5; 1,5 a 2,0 ml
- materiál: čirý PP
- nesterilní
- graduace, ploška na popis
- ploché bezpečnostní víčko safe-lock (zabraňuje náhodnému otevření, zejména při zahřívání vzorku)
- max. RCF: 18 000 x g (objem 0,5 a 2,0 ml), 30 000 x g (objem 1,5 ml)
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozkumavky jsou dodávány v hromadném balení po 1000 kusech



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozkumavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádobky na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Sterilní	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 755	0,5	S kónickým dnem	Ne	18 000 x g	1000	3-4 týdny	489 Kč
130 647 696 756	1,5	S kónickým dnem	Ne	30 000 x g	1000	1-2 týdny	649 Kč
130 647 696 757	2,0	S kulatým dnem	Ne	18 000 x g	1000	1-2 týdny	651 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*