

## Mikrozukmavka centrifugační se šroubovacím uzávěrem, PP, sterilní

- objem: 0,5; 1,5 a 2,0 ml
- provedení: s kónickým dnem nebo samostatně stojící, šroubovací uzávěr, těsnicí okroužek
- teplotní odolnost: -80 až 121 °C; autoklávovatelná při 121 °C
- materiál: čirý PP bez RNáz, DNáz, pyrogenů a PCR inhibitorů
- sterilní
- graduace, ploška na popis (kromě objemu 0,5 ml)
- rozměry (Ø x v): 13,1 x 48 mm
- max. RCF: 25 000 x g
- **informace k dodávce:** mikrozukmavky jsou dodávány v hromadném balení po 2x 500 kusech



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [centrifugační zkumavky typu Falcon](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádobky na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 955 616 021	0,5	Samostatně stojící	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	2 883 Kč
130 955 616 023	0,5	S kónickým dnem	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	2 883 Kč
130 955 616 022	1,5	Samostatně stojící	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	2 915 Kč
130 955 616 027	1,5	S kónickým dnem	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	2 915 Kč
130 955 616 026	2,0	Samostatně stojící	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	2 942 Kč
130 955 616 025	2,0	S kónickým dnem	25 000 x g	2x 500	3-4 týdny	2 942 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*