

Mikrozukumavka, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 0,5 a 1,5 ml
- kónické dno
- materiál: PP nebo PE (typ Beckman)
- ideální pro analýzu vzorků, vhodná pro centrifugování
- max. RCF: 11 000 x g nebo 21 000 x g
- autoklávovatelná při 121 °C (kromě typu Beckman)
- **informace k dodávce:** mikrozukumavky jsou dodávány v baleních po 1000 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukumavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Mikrozukumavky s max. RCF 11 000 x g, bez graduace

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 900 117	Vitatron	Průhledná	0,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	259 Kč
331 850 900 007	Beckman	Průhledná	0,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	355 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozukumavky s max. RCF 11 000 x g, s graduací a ploškou na popis

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 019 279	Eppendorf	Průhledná	1,5	11 000 x g	1000	3-4 týdny	322 Kč
331 850 419 279	Eppendorf	Modrá	1,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	322 Kč
331 850 319 279	Eppendorf	Růžová	1,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	322 Kč
331 850 219 279	Eppendorf	Zelená	1,5	11 000 x g	1000	1-2 týdny	322 Kč

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 619 279	Eppendorf	Žlutá	1,5	11 000 x g	1000	3-4 týdny	322 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mikrozkumavky s max. RCF 21 000 x g, bez graduace, s propíchnutelným víčkem

Obj. číslo	Typ	Barva	Objem [ml]	Max. RCF	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 200 400	Eppendorf	Průhledná	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč
331 850 200 405	Eppendorf	Modrá	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč
331 850 200 410	Eppendorf	Růžová	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč
331 850 200 401	Eppendorf	Žlutá	1,5	21 000 x g	1000	1-2 týdny	280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.