

Mikrozukumavka pro PCR, PP

Materiál: PP

- objem: 0,2 ml
- kónické dno, ploché nebo vypouklé víčko
- materiál: čirý PP, bez RNáz, DNáz, lidské DNA, pyrogenů a inhibitorů PCR
- tenkostěnná (rychlý a rovnoměrný přenos tepla do vzorku)
- snadné otevírání/zavírání víčka jednou rukou
- kompatibilní s většinou termocyklerů
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozukumavky jsou dodávány v hromadném balení po 1000 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukumavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádobky na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

| Obj. číslo | Objem [ml] | Provedení | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 647 696 502 | 0,2 | S kónickým dnem a plochým víčkem | 1000 | 1-2 týdny | 786 Kč |
| 130 647 696 503 | 0,2 | S kónickým dnem a vypouklým víčkem | 1000 | 1-2 týdny | 786 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.