

Mikrozukmavka pro PCR, PP

Materiál: PP

- objem: 0,2 ml
- kónické dno, ploché nebo vypouklé víčko
- materiál: čirý PP, bez RNáz, DNáz, lidské DNA, pyrogenů a inhibitorů PCR
- tenkostěnná (rychlý a rovnoměrný přenos tepla do vzorku)
- snadné otevírání/zavírání víčka jednou rukou
- kompatibilní s většinou termocyklerů
- autoklávodatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** mikrozukmavky jsou dodávány v hromadném balení po 1000 kusech



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukmavky](#), [mikropipety](#), [centrifugy](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a [Petriho misky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 502	0,2	S kónickým dnem a plochým víčkem	1000	1-2 týdny	786 Kč
130 647 696 503	0,2	S kónickým dnem a vypouklým víčkem	1000	1-2 týdny	786 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.