

## Mikrozukumavka, typ Eppendorf

Materiál: PP

- objem: 1,5 ml (kónické dno) a 2,0 ml (kulaté dno)
- materiál: průhledný PP
- graduace, ploška na popis
- ploché víčko
- **informace k dodávce:** mikrozukumavky jsou dodávány v baleníh po 1000 kuseh

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukumavky](#), [mikropipety](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a skleněné [Petriho misky](#).



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Provedení       | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 130 640 023 053 | 1,5        | S kónickým dnem | 1000        | Skladem    | 384 Kč      |
| 130 640 023 073 | 2,0        | S kulatým dnem  | 1000        | 1-2 týdny  | 509 Kč      |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*