

## Mikrozukmavka, typ Eppendorf

Materiál: PP

- objem: 1,5 ml (kónické dno) nebo 2,0 ml (kulaté dno)
- materiál: průhledný PP
- graduace, ploška na popis
- ploché víčko
- **informace k dodávce:** mikrozukmavky lze objednat po 1 ks nebo v cenově výhodných baleních po 1000 kusech



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [stojany na mikrozukmavky](#), [mikropipety](#), [nádoby na odběr vzorků](#) a skleněné [Petriho misky](#).

### Mikrozukmavky s možností objednání po 1 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
130 640 023 053 P	1,5	S kónickým dnem	Skladem, do 1 týdne	1,50 Kč
130 640 023 073 P	2,0	S kulatým dnem	Skladem, do 1 týdne	1,50 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Mikrozukmavky v cenově výhodném balení po 1000 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 640 023 053	1,5	S kónickým dnem	1000	Skladem, do 1 týdne	426 Kč
130 640 023 073	2,0	S kulatým dnem	1000	1-2 týdny	509 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*