

Minutka, Typ: Digitální, Popis: Odpočet času max. 99 minut 59 sekund (1/100), zvukový signál, paměť, magnet a klips pro uchycení

- mechanická 0 – 60 minut
- digitální s funkcí časovače a odpočtu času
- digitální s pamětí nastaveného času
- magnet a klips pro uchycení



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
478 508 480 112	Mechanická	0 – 60 minut	2-3 týdny	154 Kč
478 507 425 100	Digitální	Odpočet času max. 23 hodin 59 minut 59 sekund (1/100), zvukový signál, magnet a klips pro uchycení	2-3 týdny	1 086 Kč
478 508 484 160	Digitální	Odpočet času max. 99 minut 59 sekund, zvukový signál, magnet a klips pro uchycení	2-3 týdny	519 Kč
478 508 484 200	Digitální	Odpočet času max. 99 minut 59 sekund (1/100), zvukový signál, paměť, magnet a klips pro uchycení	2-3 týdny	1 157 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.