

Miska krystalizační bez výlevky, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 20, 40, 60, 100, 150, 300, 500, 900, 2000 a 3500 ml
- ploché dno
- bez výlevky



Obj. číslo	Celkový objem [ml]	Pracovní objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 624 040	20	15	40	25	1-2 týdny	175 Kč
632 411 624 050	40	20	50	30	1-2 týdny	191 Kč
632 411 624 060	60	40	60	35	1-2 týdny	150 Kč
632 411 624 070	100	50	70	40	1-2 týdny	187 Kč
632 411 624 080	150	90	80	45	Skladem, do 1 týdne	163 Kč
632 411 624 095	300	200	95	55	Skladem, do 1 týdne	185 Kč
632 411 624 115	500	380	115	65	Skladem, do 1 týdne	230 Kč
632 411 624 140	900	650	140	75	Skladem, do 1 týdne	312 Kč
632 411 624 190	2000	1600	190	90	1-2 týdny	453 Kč
632 411 624 230	3500	2700	230	100	1-2 týdny	564 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.